

Reinigungs-/ Desinfektionsmittel Verträglichkeit mit Stamskin und Batyline - Stand 14.06.2013

Produkt	Desinfektionsmitte l	Hersteller	Lösungskonz.	MLI	Testverlauf	Eignung	Datum
Bacillol 30 Foam	Ja	Bode Chemie	Rein	180a	Bei längerer Anwendung, leichte Verhärtung	Ok, gut abwaschen	19.04.12
				180b	Vergilbung mit der Zeit	Nok	
Kohrsolin FF	Ja	Bode Chemie	Rein	181a	Bei längerer Anwendung, Verhärtung	+/-, gut abwaschen	
				181b	Bei längerer Anwendung, leichte Verhärtung	Ok, gut abwaschen	
Incidin Extra N	Ja	Ecolab	0.5%	182a	Oberfläche fleckig, leichte Verhärtung	Ok, gut abwaschen	03.12.12
ClearSurf	Ja	Fresenius Medical Care	1%	183a	Oberfläche fleckig, leichte Verhärtung	Ok, gut abwaschen	03.12.12
Frekanol N	Ja	Fresenius Medical Care	Rein	184a	Oberfläche fleckig, leichte Verhärtung	Ok, gut abwaschen	03.12.12
Surfa'Safe	Ja	Laboratoires Anios	Rein	185a	Ok, Oberfläche leicht fettig bei längerer Anwendung	Ok	02.07.12
				185b	Ok	Ok	
WIP Anios Premium	Ja	Laboratoires Anios	Rein	186a	Ok	Ok	13.09.12
Nettoyant Désinfectant Multisurface	Ja	Laboratoires Anios	Rein	187a	Ok, Oberfläche leicht fleckig	Ok	13.09.12
X-Spray	Nein	Laboratoires Anios	Rein	188a	Verhärtung	Nok	13.09.12
All Clean	Ja	Joli	Rein	189a	Ok	Ok	03.03.12
				189b		Ok	
Antifect Extra	Ja	Schülke +	Rein	190a	Ok	Ok	11.01.13
				190b		Ok	
Terralin Protect	Ja	Schülke +	Rein	191a	Oberfläche leicht fleckig und Verhärtung	Nok	11.01.13
				191b	Ok, leichte Verhärtung	Ok	
Incidin Rapid	Ja	Ecolab	5%	192 a	Oberfläche fleckig, leichte Verhärtung	Nok	15.02.13
				192 b	Gelbe Verfärbung	Nok	
Optisal N	Ja	Dr Schumacher	5%	193 a	Oberfläche fleckig,	Ok	15.02.13
				193 b	Starke gelbe Verfärbung	Nok	
Detergent Disinfectant Surfaces Hautes (DDSH)	Ja	Laboratoires Anios	Rein	194 a	Oberfläche leicht fleckig	Ok	
				194 b	Gelbe Verfärbung	Nok	15.02.13
Mousse Detergente des surfaces	Ja	Laboratoires Anios	Rein	195 a	Oberfläche leicht fleckig	Ok	15.02.13
				195 b	Leichte gelbe Verfärbung	Ok	
Safe Sept	Ja	Henry Schein	Rein	196 a	Oberfläche fleckig,	Nok	15.02.13
				196 b	Starke gelbe Verfärbung	Nok	
Pro Pad	Ja	DKL GmbH	Rein	197 a	Oberfläche leicht fleckig	Ok	15.02.13
				197 b	Gelbe Verfärbung	Nok	
Power Clean	Ja	DKL GmbH	Rein	198a	Leichte Verfärbung, Verhärtung	Nok	28.06.13
				198b	Leichte Verfärbung, Verhärtung	Nok	
Diesin HG	Ja	ECOLAB	2%	199a	Leichte Rückstand	Ok	28.06.13
				199b	Starke Verfärbung	Nok	
Dishguard 72	Ja	ECOLAB	5%	200a	Ok	Ok	28.06.13
				200b	Ok	Ok	
Globaclean	Ja	Globasid	40%	201	OK	Ok, gut abwaschen	9.09.13
					OK	Ok, gut abwaschen	
Rheosept	Ja	Wachendorff-Chemie	Rein	202	Ok	Ok, gut abwaschen	9.09.13

a: Stamskin und b: Batyline

BEMERKUNG: *Die Gebrauchsanweisung des Reinigungsmittels muß in allen Fällen nachgeschlagen werden. Eine Beeinträchtigung des Polstermaterials bei Langzeitanwendung ist nicht ausgeschlossen. Bitte melden Sie uns solche Fälle.*

Liste des produits nettoyants et désinfectants du Stamskin et de Batyline - Validité 15.02.2013

Produit	Désinfectant	Fabricant	Utilisation	MLI	Résultats	Recommandation	Date
Bacillol 30 Foam	Oui	Bode Chemie	Brute	180a	Durci un peu avec la durée d'utilisation	Ok, mais bien rincer	19.04.12
				180b	Jauni dans la durée	Nok	
Kohrsolin FF	Oui	Bode Chemie	Brute	181a	Durci dans la durée	+/-, bien rincer	
				181b	Un peu rigidifié avec la durée d'utilisation	Ok, mais bien rincer	
Incidin Extra N	Oui	Ecolab	0.5%	182a	Laisse des traces en surface, ne durcit pas	Ok, mais bien rincer	03.12.12
ClearSurf	Oui	Fresenius Medical Care	1%	183a	Laisse des traces en surface, ne durcit pas	Ok, mais bien rincer	03.12.12
Frekanol N	Oui	Fresenius Medical Care	Brute	184a	Laisse des traces en surface, ne durcit pas	Ok, mais bien rincer	03.12.12
Surfa'Safe	Oui	Laboratoires Anios	Brute	185a	Ok, surface légèrement grasse au test à la goutte	Ok	02.07.12
				185b	Ok	Ok	
WIP Anios Premium	Oui	Laboratoires Anios	Brute	186a	Ok	Ok	13.09.12
Nettoyant Désinfectant Multisurface	Oui	Laboratoires Anios	Brute	187a	Ok, laisse une légère trace en surface	Ok	13.09.12
X-Spray	Non	Laboratoires Anios	Brute	188a	Durci	Nok	13.09.12
All Clean	Oui	Joli	Brute	189a	Ok	Ok	03.03.12
				189b	Ok	Ok	
Antifect Extra	Oui	Schülke +	Brute	190a	Ok	Ok	11.01.13
				190b	Ok	Ok	
Terralin Protect	Oui	Schülke +	Brute	191a	Laisse des traces en surface, et durcit	Nok	11.01.13
				191b	Ok, un peu durci	Ok	
Incidin Rapid	Oui	Ecolab	5%	192 a	Laisse des traces en surface, un peu durci	Nok	15.02.13
				192 b	Jaunissement	Nok	
Optisal N	Oui	Dr Schumacher	5%	193 a	Laisse des traces en surface	Ok	15.02.13
				193 b	Très fort jaunissement	Nok	
Detergent Désinfectant Surfaces Hautes (DDSH)	Oui	Laboratoires Anios	Brute	194 a	Laisse des traces légères en surface	Ok	15.02.13
				194 b	Jaunissement	Nok	
Mousse Detergente des surfaces	Oui	Laboratoires Anios	Brute	195 a	Laisse des traces légères en surface	Ok	15.02.13
				195 b	Léger jaunissement	Ok	
Safe Sept	Oui	Henry Schein	Brute	196 a	Laisse des traces en surface	Nok	15.02.13
				196 b	Très fort jaunissement	Nok	
Pro Pad	Oui	DKL GmbH	Brute	197 a	Laisse des traces légères en surface	Ok	15.02.13
				197 b	Jaunissement	Nok	

a: Stamskin et b: Batyline

REMARQUE: Dans tous les cas, la notice d'instruction du produit de nettoyage doit être consultée avant utilisation. Lors d'une utilisation à long terme, la détérioration du matériau de rembourrage n'est pas à exclure. Dans un tel cas, merci de prendre contact

List of cleaning and disinfection products for Stamskin and Batyline -Validity 15.2.2013

Product	Disinfectant	Producer	Use	MLI	Results	Recommendation	Date
Bacillol 30 Foam	Yes	Bode Chemie	Pure	180a	Light hardening with use time	Ok, rinse it properly	19.04.12
				180b	Yellowing with time	Nok	
Kohrsolin FF	Yes	Bode Chemie	Pure	181a	Hardening with time	+/-, bien rincer	
				181b	Light hardening with use time	Ok, rinse it properly	
Incidin Extra N	Yes	Ecolab	0.5%	182a	Tracks on surface, no hardening	Ok, rinse it properly	03.12.12
ClearSurf	Yes	Fresenius Medical Care	1%	183a	Tracks on surface, no hardening	Ok, rinse it properly	03.12.12
Frekanol N	Yes	Fresenius Medical Care	Pure	184a	Tracks on surface, no hardening	Ok, rinse it properly	03.12.12
Surfa'Safe	Yes	Laboratoires Anios	Pure	185a	Ok, light fatty surface with drops	Ok	02.07.12
				185b	Ok	Ok	
WIP Anios Premium	Yes	Laboratoires Anios	Pure	186a	Ok	Ok	13.09.12
Nettoyant Désinfectant Multisurface	Yes	Laboratoires Anios	Pure	187a	Ok, light tracks on surface	Ok	13.09.12
X-Spray	No	Laboratoires Anios	Pure	188a	Hardening	Nok	13.09.12
All Clean	Yes	Joli	Pure	189a	Ok	Ok	03.03.12
				189b	Ok	Ok	
Antifect Extra	Yes	Schülke +	Pure	190a	Ok	Ok	11.01.13
				190b	Ok	Ok	
Terralin Protect	Yes	Schülke +	Pure	191a	Tracks on surface, hardening	Nok	11.01.13
				191b	Light hardening	Ok	
Incidin Rapid	Yes	Ecolab	5%	192 a	Tracks on surface, light hardening	Nok	15.02.13
				192 b	Yellowing	Nok	
Optisal N	Yes	Dr Schumacher	5%	193 a	Tracks on surface	Ok	15.02.13
				193 b	Strong yellowing	Nok	
Detergent Désinfectant Surfaces Hautes (DDSH)	Yes	Laboratoires Anios	Pure	194 a	Light tracks on surface	Ok	15.02.13
				194 b	Yellowing	Nok	
Mousse Detergente des surfaces	Yes	Laboratoires Anios	Pure	195 a	Light tracks on surface	Ok	15.02.13
				195 b	Light Yellowing	Ok	
Safe Sept	Yes	Henry Schein	Pure	196 a	Tracks on surface	Nok	15.02.13
				196 b	Strong yellowing	Nok	
Pro Pad	Yes	DKL GmbH	Pure	197 a	Light tracks on surface	Ok	15.02.13
				197 b	Yellowing	Nok	

a: Stamskin et b: Batyline

REMARK: In any case, take a look at the disinfectant instruction notice before using it. For a long time using period, deterioration of padding material is not excluded. In that case, please contact us.