



Sicherheitstechnische Kontrolle & Prüfung nach der Medizinprodukte- Betreiberverordnung

Um die Sicherheit für Patient, Anwender und Produkt zu gewährleisten, sind regelmäßige Sicht- & Funktionskontrollen, Wartungsvorgänge sowie technische Prüfungen gem. MPBetreibV durchzuführen. Wählen Sie zwischen Selbstservice mit telefonischem Support oder Vor-Ort-Service durch unseren

Servicetechniker.

Preis ab: 0,00 € zzgl. MwSt.

Lieber Kunde,

Sie haben ein medizinisches Produkt über uns erworben. Das Produkt ist so gefertigt, dass es bei sachkundiger Anwendung über einen sehr langen Zeitraum sicher arbeitet. Um diese Sicherheit auf Dauer zu garantieren, ist per Gesetz die regelmäßige Durchführung folgender Standardverfahren erforderlich:

Sicherheitstechnische Kontrolle (STK)

Lt. §11 MPBetreibV sind für bestimmte Medizinprodukte sicherheitstechnische Kontrollen (STK) erforderlich. Diese sind in Anlage 1 der MPBetreibV aufgeführt. Die STK kann – nach fachgerechter Einweisung in das Produkt – eigenständig nach Prüfliste vorgenommen werden. Die Instandhaltungsmaßnahmen sind unter Berücksichtigung der Angaben in der Bedienungsanleitung durchzuführen. Sie benötigen Unterstützung bei der eigenständigen Kontrolle? Dann wählen Sie die Option „Selbstservice mit telefonischem Support“. Ebenso stehen Ihnen bei uns im Online Shop nützliche Hilfsmittel und Pflegeprodukte zur Verfügung. Alternativ können Sie den Service von einem unserer Servicetechniker bei Ihnen vor Ort durchführen lassen – wir übernehmen dann das Kontrollverfahren für Sie!

Wir empfehlen im Abstand von 6 Monaten eine eigene Wartung mit der übergebenen Prüfliste und im Abstand von maximal 12 Monaten eine Wartung mit MEDIZINA durchzuführen.

Sicherheitstechnische Kontrolle (STK) inkl. Prüfung nach IEC 62353 + DGUV V3

Für elektrische Medizinprodukte sind lt. MPBetreibV eine zusätzliche technische Prüfung nach IEC 62353 und DGUV Vorschrift 3 erforderlich. Diese ist je nach Herstellervorgabe in der Bedienungsanleitung alle 1-2 Jahre nach Inbetriebnahme oder nach einer sicherheitsrelevanten Reparatur durch einen geschulten Techniker durchzuführen. Gern übernehmen wir den gesamten Kontrollprozess – die STK inkl. nach IEC 62353 + DGUV V3 – für Sie, sodass Sie sich auf Ihr Tagesgeschäft konzentrieren können.

Hinweis

Die finale Abrechnung erfolgt nach tatsächlichem Aufwand.

Technische Daten:

Allgemein

- Hersteller: Medizina
- Versandart: Paket

Ihr Fach-Onlineshop für medizinische Liegen und Geräte



Wir liefern Ihnen durchdachte und zertifizierte medizinische Liegen und Geräte und stehen für einen exzellenten Kundenservice. Nutzen Sie die Vorteile des direkten, einfachen und sicheren Online-Shoppings.

Neuheiten werden unter Einbeziehung von praktizierenden Ärzten und der Konstruktionsabteilung entwickelt. Patente, die angemeldet werden, sind das Ergebnis solch einer Zusammenarbeit.

Dank der Verwendung hochwertiger und teilweise auch exklusiver Werkstoffe weisen die Produkte eine hervorragende Material- und Verarbeitungsqualität auf. Die technische Weiterentwicklung ist ein logischer Weg Richtung Zukunft. Dafür arbeiten wir. Darauf können Sie sich verlassen. Jeden Tag!

Qualitätsmanagement und intensive Kontrollen in unserem Hause geben Ihnen das gute Gefühl, mit Medizina die richtige Entscheidung zu treffen.

Überzeugen Sie sich selbst.
Sie haben Fragen? Beantworten wir gerne. Immer.

Dipl. Ing. Bernhard Brake
Gründer von Medizina®



Sie haben Fragen?

Beantworten wir gerne. Immer.

MEDIZINA GmbH
Am Stadion 2-4
D-26871 Papenburg

(Mo.-Fr. 8:30 - 17:00 Uhr)

[0800 001 006 8 \(DE\)](tel:08000010068)

Telefon: [+49 \(0\) 4961 - 990 3 220](tel:+49049619903220)

Telefax: +49 (0) 4961 - 990 3 225

Email: service@medizina.de