



Abb.: Ausführung mit Halter



Made in Germany

## Sperrbox für die Therapieliege zum Nachrüsten

Universal Sperrbox mit Schuko-Buchse. Das vorhandene Netzkabel wird durch ein Kabel mit einer integrierten Sperrbox erweitert. Sie erhalten in minutenschnelle eine sichere Absperrfunktion.

**Preis ab: 161,50 €**

# Universal Sicherheitsabschaltung für Behandlungsliegen und Therapieliegen

## Universal Sperrbox mit Schuko-Buchse

Eine Nachrüstung kann mit minimalen großen Aufwand in Eigenregie erfolgen, da keinerlei Eingriff in die Elektrik der Liege vorgenommen wird.

Es wird lediglich das vorhandene Netzkabel der Behandlungsliege durch das neue Netzkabel mit einer integrierten Sperrbox erweitert und in die Steckdose gesteckt.

So erhalten Sie in minutenschnelle eine sichere Absperrfunktion.

Die Verriegelung wird durch einen Magnet-Schlüssel vorgenommen.

Durch Abziehen von der Sperrbox wird die Stromzufuhr zu dem Motoren/den Motoren unterbrochen.

- Universal einsetzbar
- Kabellänge von Sperrbox zur Steckdose: 4 Meter
- Kabellänge von Sperrbox zur zum Motor: 0,8 Meter
- Mit Magnet Sperrschlüssel
- Optional mit Sonderhalter für die Behandlungsliege



# Das Produkt Sperrbox für die Therapieliege zum Nachrüsten

## Technische Daten:

### Allgemein

- Hersteller: Bisanz
- Versandart: Paket

## Ihr Fach-Onlineshop für medizinische Liegen und Geräte



Wir liefern Ihnen durchdachte und zertifizierte medizinische Liegen und Geräte und stehen für einen exzellenten Kundenservice. Nutzen Sie die Vorteile des direkten, einfachen und sicheren Online-Shoppings.

Neuheiten werden unter Einbeziehung von praktizierenden Ärzten und der Konstruktionsabteilung entwickelt. Patente, die angemeldet werden, sind das Ergebnis solch einer Zusammenarbeit.

Dank der Verwendung hochwertiger und teilweise auch exklusiver Werkstoffe weisen die Produkte eine hervorragende Material- und Verarbeitungsqualität auf. Die technische Weiterentwicklung ist ein logischer Weg Richtung Zukunft. Dafür arbeiten wir. Darauf können Sie sich verlassen. Jeden Tag!

Qualitätsmanagement und intensive Kontrollen in unserem Hause geben Ihnen das gute Gefühl, mit Medizina die richtige Entscheidung zu treffen.

Überzeugen Sie sich selbst.  
Sie haben Fragen? Beantworten wir gerne. Immer.

Dipl. Ing. Bernhard Brake  
Geschäftsführung Medizina®



## Sie haben Fragen?

Beantworten wir gerne. Immer.

Medizina GmbH & Co. KG  
Am Stadion 2-4  
D-26871 Papenburg

(Mo.-Fr. 8:30 - 17:00 Uhr)

[0800 001 006 8 \(DE\)](tel:08000010068)

Telefon: [+49 \(0\) 4961 - 990 3 220](tel:+49049619903220)

Telefax: +49 (0) 4961 - 990 3 225

Email: [service@medizina.de](mailto:service@medizina.de)