



Bacillol-Tissues

Gebrauchsfertige, aldehydfreie **Flächen-Desinfektionstücher**, schnell und umfassend wirksam mit breiter Materialverträglichkeit gegenüber alkoholbeständigen Oberflächen. Einfache Entnahme aus der praktischen Spenderdose (nachfüllbar).

Preis: 6,50 €

BacilloI® Tissues

Alkoholische Schnell-Desinfektionstücher in praktischer **Spenderdose mit 100 Tüchern** oder im umweltschonenden **Nachfüllbeutel mit 100 Tüchern**.

Das Produkt Bacillo-Tissues

- breites Wirkungsspektrum
- Wirkungseintritt bereits nach 30 Sekunden
- hautverträglich, daher auch ohne Handschuhe benutzbar
- breite Materialverträglichkeit gegenüber alkoholunempfindlichen Oberflächen
- einfache Entnahme aus praktischer Spenderbox
- nachfüllbar

Wirkstoffe

- Propan-1-ol 450 mg/g
- Propan-2-ol 250mg/g
- Ethanol 47 mg/g

Wirkungsspektrum Bakterizid (inkl. Salmonellen und Listerien), Levurozid, fungizid, tuberkulozid, mykobakterizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), Adenovirus, FCV, Papova-, Rotavirus.

Anwendungsbereiche Zur Reinigung und Desinfektion medizinischen Inventars und Flächen in Klinik, Arztpraxen, Labors etc.

Dosierung

Wischdesinfektion

Bakterizid/Levurozid	konz. – 30 Sek. ²⁾
– hohe Belastung	konz. – 5 Min.
Fungizid ¹⁾	
– hohe Belastung	konz. – 5 Min.
Tuberkulozid ¹⁾	
– hohe Belastung	konz. – 30 Sek. ²⁾ konz. – 5 Min.
Mykobakterizid ¹⁾	
– hohe Belastung	konz. – 30 Sek. ²⁾ konz. – 5 Min.
MRSA/EHEC	konz. – 30 Sek.
Begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV)	konz. – 30 Sek.
Adenovirus	konz. – 1 Min.
FCV ³⁾	konz. – 5 Min.
Papovavirus	konz. – 10 Min.
Rotavirus	konz. – 1 Min.
Lebensmittelbereich (Bakterizidie + Fungizidie) ⁴⁾ ; Bereich A	
– wenig belastet	20 °C konz. – 30 Min.
– wenig belastet	10 °C konz. – 30 Min.
Lebensmittelbereich (Bakterizidie + Fungizidie) ⁴⁾ ; Bereich A	
– belastet	20 °C konz. – 30 Min.
– belastet	10 °C konz. – 30 Min.

Lebensmittelbereich (Bakterizidie + Fungizidie)⁴⁾;

Bereich B

- wenig belastet 20 °C konz. - 30 Min.
- wenig belastet 10 °C konz. - 30 Min.

Lebensmittelbereich (Bakterizidie + Fungizidie)⁴⁾;

Bereich B

- wenig belastet 20 °C konz. - 30 Min.
- wenig belastet 10 °C konz. - 30 Min.

Lebensmittelbereich (Bakterizidie + Fungizidie)⁴⁾;

Bereich B

- belastet 20 °C konz. - 30 Min
- belastet 10 °C konz. - 30 Min

Wirksamkeitsnachweise mit der Wirkstofflösung

¹⁾ nach neuen Standardmethoden; mit Mechanik

²⁾ Schnelldesinfektion

³⁾ Surrogatvirus für Norovirus, ohne Belastung

⁴⁾ DVG

Listung

VAH, CE-Kennzeichnung gemäß Medizinproduktegesetz

Verkaufsmengeneinheit (VE)	PZN
Spenderdose (100 Tücher)	09116851
Nachfüllbeutel (100 Tücher)	0916868

Technische Daten:

Allgemein

- Hersteller: Medical Industrie
- Versandart: Paket

Ihr Fach-Onlineshop für medizinische Liegen und Geräte



Wir liefern Ihnen durchdachte und zertifizierte medizinische Liegen und Geräte und stehen für einen exzellenten Kundenservice. Nutzen Sie die Vorteile des direkten, einfachen und sicheren Online-Shoppings.

Neuheiten werden unter Einbeziehung von praktizierenden Ärzten und der Konstruktionsabteilung entwickelt. Patente, die angemeldet werden, sind das Ergebnis solch einer Zusammenarbeit.

Dank der Verwendung hochwertiger und teilweise auch exklusiver Werkstoffe weisen die Produkte eine hervorragende Material- und Verarbeitungsqualität auf. Die technische Weiterentwicklung ist ein logischer Weg Richtung Zukunft. Dafür arbeiten wir. Darauf können Sie sich verlassen. Jeden Tag!

Qualitätsmanagement und intensive Kontrollen in unserem Hause geben Ihnen das gute Gefühl, mit Medizina die richtige Entscheidung zu treffen.

Überzeugen Sie sich selbst.
Sie haben Fragen? Beantworten wir gerne. Immer.

Dipl. Ing. Bernhard Brake
Geschäftsführung Medizina®



Sie haben Fragen?

Beantworten wir gerne. Immer.

Medizina GmbH & Co. KG
Am Stadion 2-4
D-26871 Papenburg

(Mo.-Fr. 8:30 - 17:00 Uhr)

[0800 001 006 8 \(DE\)](tel:08000010068)

Telefon: [+49 \(0\) 4961 - 990 3 220](tel:+49049619903220)

Telefax: +49 (0) 4961 - 990 3 225

Email: service@medizina.de