



## **skai® Toronto EN mit staynu Technologie (Meterware)**

Hochwertiges skai Polstermaterial. mit klassischer Lederprägung. Dank innovativer Finishierung mit der skai staynu Technologie ist das Material hoch fleckunempfindlich und sehr reinigungsfreundlich. So bleibt die Optik über lange Zeit in Bestform - egal was passiert. Es lassen sich unter anderem folgende Verschmutzungen beseitigen, die bei einem herkömmlichen Polsterbezug nicht mehr entfernt werden können:

- Permanent-Schreibstifte, Kugelschreiber, Marker, Gel-Stifte
- Blut, Urin
- Jod, Betaisodona
- Kosmetika wie Lippenstift, Make-up
- Abfärbungen von Jeans und sogar Schuhcreme

**Preis: 35,00 €**

## **NEU: skai® Kunstleder Toronto EN mit staynu Technologie als Polsterbezug für medizinische Liegen**

Ob im Krankenhaus oder in der Praxis: Das neue Skai Toronto EN - staynu ist extrem kratz-, reiß- und abriebfest; das Material ist nahezu resistent gegen sämtliche Alltagsverschmutzung und kann problemlos mit alkoholbasierten Lösungen (z.B. 70%-Isopropanol) gereinigt werden.

Damit gehören unhygienische und unschöne Polsteroberflächen durch nicht entfernbare Verschmutzungen der Vergangenheit an. Selbst hartnäckige Flecken von Blut, Schweiß, Körperfett, Urin, Jod/Betainodona, Kugelschreibern, Permanent-Markern, Lippenstift, Schuhcreme/Lederfarbe, Jeanshosenabfärbungen können auch noch nach vielen Stunden problemlos vom Polsterbezug entfernt werden. Dieses ist bei keinem anderen Polsterbezugsmaterial möglich!

Erfüllt die europäischen Medizinprodukte-Verordnung MDR nach DIN EN ISO 10993-5+10 (Biologische Beurteilung von Medizinprodukten - Teil 5: Prüfungen auf In-vitro-Zytotoxizität)

### **Innovation mit staynu Technologie: Hohe Schmutzresistenz und Reinigungsfreundlich**

Dank einer neuartigen und besonders unempfindlichen Oberflächen-Beschaffenheit per staynu Technologie (macht Oberflächen schmutzabweisend und strapazierfähig, ist die regelmäßige Pflege stark frequentierter Oberflächen so einfach wie nie. Wenn es noch nach Jahren intensiver Nutzung wie neu wirkt, ist es staynu. Das Material "staynu" ist eine absolute Neuheit in Sachen Polsterbezug, die im September 2020 Premiere feierte. Diese revolutionäre Technologie macht Polsterbezugsstoffe wie Kunstleder für Behandlungsliegen besonders schmutzresistent und unempfindlich. staynu ist die neue, unsichtbare und die haptisch angenehm weiche Schutzschicht für zahlreiche skai® Interior-Materialien.

Eine spezielle Beschichtung versiegelt die Oberfläche, sodass Schmutzpartikel nicht anhaften oder – falls doch – nicht tief in die Beschichtung eindringen können. Selbst mutwilliges Verunstalten ist kein Grund, das Möbel neu zu beziehen oder gar auszutauschen. Mit geeigneten Reinigungsmitteln lassen sich unter anderem diese Verschmutzungen rückstandslos entfernen:

- Permanent-Schreibstifte, Kugelschreiber, Marker, Gel-Stifte
- Lebensmittel wie Ketchup, Senf, Mayonnaise
- Getränke wie Fruchtsäfte, Cola, Kaffee, Rotwein
- Kosmetika wie Lippenstift, Make-up
- Abfärbungen von Jeans und sogar Schuhcreme
- Dank der speziellen Schutzschicht ist für skai® Materialien durch die staynu Technologie auch ein allmähliches Verblassen bei dauerhafter Lichteinstrahlung kein Thema, – die Oberfläche ist lichtecht.

### **Produktinformationen:**

- Breite 1400 mm
- Rollenlänge 30 m, lieferbar ab 100 cm
- Preis per lfd. Meter
- Dicke 1.35 mm
- Beschichtung ca. 84% PVC-Compound
- Träger ca. 16% PES-Gestrick
- Anwendungen Innen
- Material Vinyl

- Einsatzgebiete Hospitality, Public Area, Healthcare, Residential, Fitness
- Flammschutz MVSS302, BS5852-IS 1, BS5852-IS 0, EN1021-2, EN1021-1, IMO FTPC 8 (certificate)  
Normen EN10993-5, EN10993-10



## Das Produkt skai® Toronto EN mit staynu Technologie (Meterware)

### skai® Kunstleder Toronto EN Materialeigenschaften im Überblick:

Das Kunstleder ist weich und dehnfähig, lichtecht mit der Stufe 6, pflegeleicht und leicht zu reinigen. Öl- & fettbeständig, Desinfektionsmittelbeständig, phthalatfrei, vegan, nachhaltig, schweiß-, urin- & blutbeständig.

- Hervorragende Reinigungsfreundlichkeit
- Schweiß-, urin- und blutbeständig
- Öl- und fettbeständig
- Hohe Desinfektionsmittelbeständigkeit
- Pflegeleicht durch innovative Reinigungsmöglichkeiten
- Reiß- und kratzfest
- Sehr gutes Anschmutzverhalten
- Abriebfest DIN EN ISO 5470-2: > 300.000 Martindale invers
- Lichtecht DIN EN ISO 105-BS02, Stufe 6
- Latexfrei
- Phthalatfrei
- Flammhemmende Ausrüstung nach DIN EN 1021-1+2, BS 5852 IS-0+1, IMO FTPC P8, MVSS 302
- Verantwortungsvolle, umweltverträgliche Herstellung
- Langlebig, wirtschaftlich, ökologisch, vegan, nachhaltig
- easy-to-clean, erfüllt Medizinproduktegesetz, abriebfest hoch, öl- und fettbeständig, weich und dehnfähig, langlebig, nachhaltig, vegan, reißfest, schweissbeständig, lichtecht, blut- und urinbeständig, Desinfektionsmittelbeständig, Martindale 300.000 invers

*DIN EN 1021-1+2, BS 5852 IS-0+1, MVSS302, abriebfest, langlebig, reißfest, DIN EN ISO 5470-2, > 300 000 Martindale, DIN EN ISO 105-BS02, DIN EN ISO 10993-5+10. Materialzusammensetzung: ca. 84% PVC-Compound, ca. 16% PES-Gestrick, Gewicht: 740 +/- 50 g/m, Dicke: 1,3 +/- 0,2 mm*

### Reinigen leicht gemacht

Wir empfehlen für leichte Verunreinigungen, z. B. durch Lebensmittel, eine regelmäßige Reinigung mit milder Seifenlauge oder skai® Reiniger und einem Mikrofasertuch. Hartnäckige Flecken lassen sich bei sofortiger Behandlung mit Isopropanol oder Spiritus rückstandslos entfernen. Eine Behandlung der Oberfläche mit Spezialpflegemitteln ist nicht erforderlich, Scheuer- oder Bleichmittel sollten unbedingt vermieden werden. Wie immer gilt: Bitte zunächst an verdeckter Stelle testen.

*\* Aus technischen Gründen können Abweichungen zwischen den abgebildeten Farben auf Ihrem Bildschirm und Original möglich sein. Die dargestellten Farben entsprechen daher nur annähernd den tatsächlichen Bezugsstofffarben.*

## Technische Daten:

### Abmessungen

- Breite [cm]: 140

### Allgemein

- Einsatzbereich: Untersuchung, Therapie & Reha, Pflege, Ruheraum & Erste-Hilfe-Raum, Kosmetik & Wellness
- Hersteller: Schreyeck
- Versandart: Paket


## Polsterbezüge und Polsterfarben:

### NEU: skai® Toronto EN mit *staynu* Technologie


Hochwertiges skai Polstermaterial mit klassischer Lederprägung. Dank innovativer Finishierung mit der skai staynu Technologie ist das Material hoch fleckunempfindlich und sehr reinigungsfreundlich und schützt die Oberfläche wie nie zuvor. Das Material ist nahezu resistent gegen sämtliche Alltagsverschmutzung und kann mit alkoholbasieren Lösungen (z.B. 70%-Isopropanol) gereinigt werden. Selbst hartnäckige Flecken von Blut, Schweiß, Körperfett, Urin, Jod/Betaisodona, Kugelschreiben, Permanent-Marker, Lippenstift, Schuhcreme/Lederfarbe, Jeanshosenabfärbungen können auch noch nach vielen Stunden vom Polsterbezug entfernt werden. **Eigenschaften:** Weich und dehnfähig, lichtecht (Stufe 6), pflegeleicht, leicht zu reinigen, öl- & fettbeständig, phthalatfrei, desinfektionsmittelbeständig, vegan, nachhaltig, schweiß, urin- & blutbeständig. Erfüllt die europäischen Medizinprodukte-Verordnung (MDR).

DIN EN 1021-1+2, BS 5852 IS-0+1, MVSS302, abriebfest, langlebig, reißfest, DIN EN ISO 5470-2, > 300 000 Martindale, DIN EN ISO 105-BSO2, DIN EN ISO 10993-5+10. Materialzusammensetzung: ca. 84% PVC-Compound, ca. 16% PES-Gestrick, Gewicht: 740 +/- 50 g/m, Dicke: 1,3 +/- 0,2 mm






Kaschmir  
(F6471006)



Kastanie  
(F6471007)




Mokka  
(F6471010)




Karob  
(F6471009)



Nougat  
(F6471025)



Rosé  
(F6471026)



Sage  
(F6471024)



Orange  
(F6471022)



Sun  
(F6471023)




Korn  
(F6471013)



Lime  
(F6471019)



Olive  
(F6471014)



Fire  
(F6471020)




Kirsche  
(F6471008)



Stone Blue  
(F6471001)



Deep Sea  
(F64710 17 /18)



Schiefer  
(F6471012)



Anthrazit  
(F6471015)



Schwarz  
(F6471016)

## Ihr Fach-Onlineshop für medizinische Liegen und Geräte



Wir liefern Ihnen durchdachte und zertifizierte medizinische Liegen und Geräte und stehen für einen exzellenten Kundenservice. Nutzen Sie die Vorteile des direkten, einfachen und sicheren Online-Shoppings.

Neuheiten werden unter Einbeziehung von praktizierenden Ärzten und der Konstruktionsabteilung entwickelt. Patente, die angemeldet werden, sind das Ergebnis solch einer Zusammenarbeit.

Dank der Verwendung hochwertiger und teilweise auch exklusiver Werkstoffe weisen die Produkte eine hervorragende Material- und Verarbeitungsqualität auf. Die technische Weiterentwicklung ist ein logischer Weg Richtung zukunfft. Dafür arbeiten wir. Darauf können Sie sich verlassen. Jeden Tag!

Qualitätsmanagement und intensive Kontrollen in unserem Hause geben Ihnen das gute Gefühl, mit Medizina die richtige Entscheidung zu treffen.

Überzeugen Sie sich selbst.  
Sie haben fragen? Beantworten wir gerne. Immer.

Dipl. Ing. Bernhard Brake  
Geschäftsführung Medizina®



## Sie haben Fragen?

Beantworten wir gerne. Immer.

Medizina GmbH & Co. KG  
Am Stadion 2-4  
D-26871 Papenburg

(Mo.-Fr. 8:30 - 17:00 Uhr)

[0800 001 006 8 \(DE\)](tel:08000010068)

Telefon: [+49 \(0\) 4961 - 990 3 220](tel:+49049619903220)

Telefax: +49 (0) 4961 - 990 3 225

Email: [service@medizina.de](mailto:service@medizina.de)