



Premium Therapieliege »Gymna.ONE Q8«

Die achteilige Therapie- und Behandlungsliege Gymna.ONE Q8 wurde mit drei Motoren für die Höhenverstellung, der Verstellung des Rücken- und Sitzteils und vielen Extras Polsterheizung, Armablagen, Seitenpolster so entwickelt, um Ihnen die optimalen Voraussetzungen für Ihre Behandlungen im Sitzen und Liegen zu bieten. Durch die einfache motorisierte Patientenlagerung in die Relax- oder Herzbettstellung und durch umfangreiche Einstellungen auch für die Lymphdrainage ist die Gymna.ONE Q8 das Nobelprodukt aus dem Hause Gymna.

Preis: 6.417,00 €

8-teilige Therapieliege Gymna One Q8 in edlem Design mit Polsterheizung

Die gymna.ONE Q8 ist der Mittelpunkt Ihrer Praxis und bietet Ihnen aufgrund der langlebigen und natürlichen Materialien aus Holz und Aluminium einen angenehmen und außergewöhnlichen Arbeitsplatz. Die Kombination der bekannten Zuverlässigkeit der Gymna Technologie und das pure Design dieser Behandlungsliege kreieren eine harmonische Atmosphäre in Ihrer Praxis.

Die gymna.ONE Q8 wurde gebaut, um Ihnen die optimalen Voraussetzungen für Ihre Behandlungen zu bieten. Mit i-Control haben Sie zwei Möglichkeiten, um die Höhe ein zu stellen: Konstant für schnelles auf und ab und Start/ Stopp für kleine, schrittweise Anpassungen. So finden Sie die beste Behandlungsposition. Der neue Ergomax-Nasenschlitz ist aus einem weichen, nahtlosen und bequemen Schaumstoff hergestellt. Er hat eine ergonomische Form, ist austauschbar, kann gewaschen werden und passt in zwei Richtungen. Die gymna.ONE ist mit Seitenpolster ausgestattet, welche es möglich machen, in einer ergonomischen Position zu arbeiten. Die ständigen Untersuchungen und Entwicklungen bei Gymna haben die neueste professionelle Norm für Behandlungsliegen geschaffen.

Als Therapeut sorgen Sie sich um das Wohlbefinden Ihrer Patienten und die Effektivität Ihrer Behandlungen. Beim Entwurf der gymna.ONE wurde über jedes Detail nachgedacht, um das Wohlbefinden Ihrer Patienten immer im Gedächtnis zu haben. Gymna.ONE ist einzigartig als Behandlungsliege mit Polsterheizung. Mit den drei Temperaturstufen passen Sie die Temperatur an die Bedürfnisse Ihrer Patienten an. Die an die Körperform angepassten Polster und die Armstützen tragen zur sicheren Position des Patienten bei. Mit der gymna.ONE fühlt sich der Patient bei Ihnen wohl.



Das Produkt Premium Therapieliege »Gymna.ONE Q8«

Und hier die besonderen Merkmale der Gymna One Q8:

Drei Motoren für einen einzigartigen Bedienungskomfort

Die Gymna One Q8 ist mit einem motorisierten Rückenbereich und einer motorisierten Sitzteilverstellung sowie einem Motor für die Höhenverstellung ausgestattet. Für das Verstellen der Polsterung genügt ein Tastendruck.

Diese Option ist nicht nur angenehm für den Patienten, der sich nicht strecken muss, sondern auch besonders für den Therapeuten sehr praktisch. Ein Tastendruck genügt, um die Polster anzupassen. Dank der ergonomisch geformten Schalter, die sich auf beiden Seiten an der Unterseite der Polster befinden, ist die Bedienung sehr einfach. Der Unterschied zwischen den Tasten für Auf- und Abwärtsbewegung ist gut fühlbar. Während der Betätigung der Schalter wird die Hand während der Aufbzw. Abwärtsbewegung mit jeweils unterschiedlichen Farben beleuchtet.

Vorteile auf einen Blick:

- Für den Therapeuten mühelose Einstellungen
- Patient kann während der Einstellung auf die Position entspannt bleiben
- Bedienung über ergonomische Schalter unter den Polstern

Konstante Patienten Position (konstante Lagerrichtung)

Mehr-Segment-Liegen werden aufgrund ihrer Flexibilität weit verbreitet in der Physiotherapie eingesetzt. Die Patienten werden in sitzender Position mit Rückenstütze oder in Bauch- / Rückenlage behandelt. Das vermeidet umständliches Drehen bei Patienten mit eingeschränkter Mobilität und verbesserte die Hygiene, da die Füße sich nicht mehr zum Kopfsegment drehen müssen.

Vorteile auf einen Blick:

- Vermeidet umständliches Drehen bei Patienten mit eingeschränkter Mobilität
- Verbesserte Hygiene, da die Füße sich nicht mehr zum Kopfsegment drehen müssen

Gymna Stabilitäts-Profil, die erste Wahl für Stabilität

Minimale Flexibilität und Bewegung unter Last. Die einzigartige Gymna Stabilitäts Profil-Technologie stellt die berühmte Gymna-Stabilität sicher. Die stabile und robuste Konstruktion der gymna.PRO sorgt dafür, dass die Handhabungskraft die gleiche Intensität behält, ohne während der Behandlung Energie zu verlieren

Vorteile auf einen Blick:

- Enorm steife und robuste Bauweise
- Minimale Flexibilität und Bewegung unter Last
- Kein Energieverlust während der Behandlung

I-Control. Die Höhenverstellung „folgt auf dem Fuße“

Für leichte, präzise und sichere Höhenverstellung von jeder Position rund um die Liege. Die intelligente Fußsteuerung ist von jeder Position rund um die Therapieliege auf sichere und einfache Weise erreichbar. Intelligent deshalb, weil es nicht auf Berührung reagiert, sondern durch eine rechts/links-Bewegung des Fußes. Richtung Fußende - die Liege fährt hoch; Richtung Kopfende - die Liege fährt herunter. Sehr präzise, sehr leise, sehr sicher. Unbeabsichtigte Verstellungen gibt es durch dieses System nicht. Das i-Control erleichtert die einfache und genaue Höheneinstellung entsprechend den Anforderungen der gewählten Behandlung. Zusätzlich zur länger andauernden Betätigung kann eine kurze Betätigung durchgeführt werden, nach der die Elektronik eine kleine Höhenveränderung durchführt.

Vorteile auf einen Blick:

- Fußsteuerung zur Höheneinstellung von jeder Position rund um die Liege
- Seitlich unter der Liege unter dem Chassis verstaut
- Im Kopf- und Fußbereich leicht verbreitert für einfachere Bedienung
- Leiser und müheloser Betrieb
- Dauerbetrieb und Start-Stopp-Betrieb
- Perfekte Lösung für den Physiotherapeuten, der aus jeder Position rund um seinen Patienten / seine Patientin arbeitet

Sicherheitsschalter

Die gymna.PRO ist mit einem integrierten Schlüsselschalter zum Abschalten des Motors/ der Motoren ausgestattet. Durch Abziehen des Schlüssels wird die unzulässige Benutzung verhindert und Sicherheitsrisiken werden vermieden. Die Polsterheizung funktioniert unabhängig vom Schlüsselschalter.

Seitenpolster

Die Seitenpolster ermöglichen eine ideale Arbeitsposition nah am Patienten, ohne die Schultern oder den Rücken zu belasten. Diese wendet sich speziell an Osteopathen, da sie vor allem in flacher Position arbeiten und keine komplexen Polsteranpassungen benötigen. Durch die Abdeckung der gesamten Länge des Oberkörpers kann man dank dieser Polster eine hervorragende Arbeitsposition nah am Patienten einnehmen, ohne die Schultern oder den Rücken zu belasten.

Vorteile auf einen Blick:

- Ermöglicht dem Therapeuten mehr Bewegungsfreiheit
- Bessere Erreichbarkeit des Patienten
- Ergonomische Positionierung für Physiotherapeuten

Polsterheizung mit Fernbedienung- Komfort und Wohlbefinden.

Zwei Heizpads in der Polsterung oder einfach: schön warm. Dabei ist es nicht nur das angenehme Gefühl, sondern hat ja auch einen therapeutischen Sinn. Per Fernbedienung stehen drei Temperaturen zur Auswahl. Selbstverständlich mit Sicherheitsabschaltung und Zulassung der Medizinprodukte-Richtlinie.

Ihre gymna.PRO Q kann mit einer Polsterheizung ausgestattet werden, dem einzigartigen kabellosen Heizsystem, das schon von der gymna.ONE-Liege bekannt ist. Das System wird über eine zuverlässige Bluetooth-Verbindung gesteuert. Drei Temperaturstufen können über die praktische kabellose Fernsteuerung ausgewählt werden. Zwei Heizpads, die sich innerhalb der Polster auf Höhe des unteren Rückens und im Sitzbereich befinden, erzeugen eine angenehme Wärme, die bei Ihrem Patienten für mehr Komfort sorgt und so eine angenehme Arbeitsumgebung schafft. Das System verfügt über eine Zulassung

nach Medizinprodukte-Richtlinie und verfügt über einen Timer, der sich automatisch 30 Minuten nach der letzten Maßnahme abschaltet

Vorteile auf einen Blick:

- Höherer Komfort der Patienten
- Einfache Bedienung über kabellose Bluetooth-Fernbedienung
- Drei Temperatureinstellungen
- Unsichtbar integriert
- Zulassung nach Medizinprodukte Richtlinie

Ergomax - Einsatz mit Herz (Optional)

Der weiche, nahtlose Gesichtsausschnitt in Herzform lässt Augen, Nase und Mund frei. In Verbindung mit den Armpolstern nimmt der Patient in Bauchlage automatisch eine entspannte Position ein. Ergomax ist doppelseitig gefertigt und somit für große und kleine Patienten geeignet. Desinfizier- und waschbar. Option. Bei dieser Option ist auch immer ein Füllpolster für den Gesichtsausschnitt enthalten.

Vorteile auf einen Blick:

- Breite, herzförmige Öffnung für das Gesicht lässt Augen und Mund frei
- Druck wird auf Stirn und Kinn verteilt
- Weich und nahtlos
- Leicht abnehmbar
- Wasserdicht und waschbar
- Doppelseitig für kleinere und größere Patienten
- Ergonomisch geformt für natürliche Position des Patienten und maximalen Komfort

Easymove

Beim Tretendes per Pedes bedienten Easymove Systems wird die Liege auf ihre Lenkrollen gestellt. Die hydraulischen Dämpfer vom System senken die Therapieliege wieder sanft auf den Boden. Easymove ist von beiden Seiten der Liege erreichbar.

Armstützen




Die langen Armstützen bieten genug Platz, um die Arme vollständig ruhen zu lassen und ermöglichen in Bauchlage somit bestmögliche Entspannung von Schulter- und Nackenregion.

Polstereigenschaften

Die Polster der gymna.ONE sind doppelt gefüllt: Eine Unterschicht mit höherer Dichte und eine weiche Oberschicht für optimalen Komfort. Perfekt für die manuelle Therapie. Auch die Seiten der Polster sind für besten Komfort von Therapeut und Patienten gefüllt. Überzogen sind die Polster mit phthalatfreiem Kunstleder bester Qualität. Es ist flammhemmend, leicht zu reinigen und desinfizieren. Der edle Sattelstich gibt dem ganzen den letzten Schliff. Sie können für eine angenehme Atmosphäre in Ihrer Praxis aus 5 Farben wählen.

Anti-Rutsch-Pad

Das Untergestell ist mit einem besonderen Anti-Rutsch-Pad ausgestattet. Damit bleibt die Therapieliege auch bei Manipulationen oder anderen Techniken mit hohem Kraftaufwand fest in Position.



Technische Daten:

- Abmessungen:
 - Polsterlänge: 205 cm
 - Polsterbreite: 67 cm
 - Höhenverstellung: 50 - 100 cm
- Weitere Daten:
 - Gewicht: 127 kg
 - Belastbarkeit: 200 kg
 - Kraft der Motoren: 8000 und 6000 N

Konformität

Die gymna.ONE Behandlungsliegen entsprechen den folgenden Bestimmungen: Anforderungen der Richtlinie für medizinische Hilfsmittel der Europäischen Kommission 93/42/ EEG (MDD). Elektro- und Elektronik-Altgeräte 2002/96/EC (EEA). Verringerung bestimmter gefährlicher Stoffe 2011/65/EU (RoHS).

Technische Daten:

Abmessungen

- Länge [cm]: 205
- Breite [cm]: 67
- Höhe [cm]: 50 - 100
- Polsterstärken [mm]: 60

Allgemein

- Einsatzbereich: Untersuchung, Therapie & Reha, Kosmetik & Wellness
- Belastbarkeit [kg]: 200
- Eigenschaften, Kriterien: Mobil (Laufrollen, Rädergestell), Extra hoch (≥ 85 cm), Gestell Holz, Kopftieflage, Trendelenburg, Schrägstellung, Polster beheizbar
- Besonderheiten: Drei Motoren, modernstes Design und beste Verarbeitung mit 7-teiliges Polster, Armstützen, Seitenpolster, Rückenteil, Dachstellung, One-Click Armstützen, Nahtloser Gesichtsausschnitt Ergomax, i-Control und vieles mehr.
- Herstellerportrait: [Gymna](#)
- Hersteller: Gymna
- Serie: ONE
- Modell: Q8
- Versandart: Spedition

Gestell

- Mobilität, Fahrbarkeit: Rad Hebesystem
- Höhenverstellung: Elektrisch
- Gestellform: Kippwinkel (Parallelogramm)
- Gestellmaterial: Stahl beschichtet, Aluminium, Holz

Polster

- Polster Segmente: Kopfteil, Kopfteil & Rückenteil (separat), Armablagen, Liegefläche, Sitzteil bzw. Mittelteil, Fußteil, Beinteil & Fußteil (separat)
- Polsterbasis: Spanplatte beschichtet, HPL Platte
- Polster Position, Lagerung: Liegeposition, Sitz- / halbsitzende Position, Relaxposition, Beach-Chair, Herzbett, Dachstellung, Stufen
- Kopfteilverstellart: per Gasdruckfeder
- Kopfteilverstellwinkel: -72° bis +30°
- Rückenteilverstellart: elektrisch
- Sitz- Beckenteilverstellart: elektrisch
- Beinteilverstellart: elektrisch
- Fußteilverstellart: per Gasdruckfeder
- Polsterbezug Eigenschaften: phthalatfrei, desinfektionsmittelbeständig, Öko-Tex Standard, biokompatibel, flammhemmend EN 1021 1+2, UV beständig, lichtecht, abriebfest, ledertypisch, elastisch, angenehm weich, wasserabweisend, blutbeständig, urinbeständig, öl- & fettbeständig, schweißbeständig, pflegeleicht, sehr leicht zu reinigen, vegan
- Polsterbezug-Farbauswahl: Bis 20 Farben & Sonderfarben möglich
- Polsterbezug Abrieb, Martindale: ≥ 200.000 Zyklen, ≥ 500.000 Zyklen

Polsterbezüge und Polsterfarben:

Magic Premium, qualitativ hochwertiges Nappa-Leder-Imitat

Eigenschaften: Textiles Vertrauen: Geprüft auf Schadstoffe nach Oekotex Standard 100/Class, Reinigungsbeständigkeit (70% ethanol – ISO 11640): Grade 4/5. Schwitzenbeständigkeit (ISO 11641): Grade 4, Oberflächenwiderstand zu Blut und Urin (EN 12720). Brandschutznorm: BS 5852 crib 5, B2 (DIN 4102), EN 1021.1-2, IMO A652 Abrasion resistance (ISO 5470-2) Martindale, Scheuertouren 500 000 cycles (12 KPa), Lichtecktheit ≥ 6 , PVC frei, Temperaturbeständigkeit - 40°C, Hydrolysis : keine Verschlechterung nach 10 Wochen, BIO compatible ISO 10993-10 : 2014 Biologische Beurteilung von Medizinprodukten, Wirksamkeit gegen Bakterien (MRSA).

Desinfektionsmittelempfehlungen



Ash Black

Caramel Latte

Dark Chocolate

Ink Black

Ivory White



Midnight Blue



Ruby Red



Warm Taupe

Ihr Fach-Onlineshop für medizinische Liegen und Geräte



Wir liefern Ihnen durchdachte und zertifizierte medizinische Liegen und Geräte und stehen für einen exzellenten Kundenservice. Nutzen Sie die Vorteile des direkten, einfachen und sicheren Online-Shoppings.

Neuheiten werden unter Einbeziehung von praktizierenden Ärzten und der Konstruktionsabteilung entwickelt. Patente, die angemeldet werden, sind das Ergebnis solch einer Zusammenarbeit.

Dank der Verwendung hochwertiger und teilweise auch exklusiver Werkstoffe weisen die Produkte eine hervorragende Material- und Verarbeitungsqualität auf. Die technische Weiterentwicklung ist ein logischer Weg Richtung Zukunft. Dafür arbeiten wir. Darauf können Sie sich verlassen. Jeden Tag!

Qualitätsmanagement und intensive Kontrollen in unserem Hause geben Ihnen das gute Gefühl, mit Medizina die richtige Entscheidung zu treffen.

Überzeugen Sie sich selbst.
Sie haben Fragen? Beantworten wir gerne. Immer.

Dipl. Ing. Bernhard Brake
Geschäftsführung Medizina®



Sie haben Fragen?

Beantworten wir gerne. Immer.

Medizina GmbH & Co. KG
Am Stadion 2-4
D-26871 Papenburg

(Mo.-Fr. 8:30 - 17:00 Uhr)

[0800 001 006 8 \(DE\)](tel:08000010068)

Telefon: [+49 \(0\) 4961 - 990 3 220](tel:+49049619903220)

Telefax: +49 (0) 4961 - 990 3 225

Email: service@medizina.de