



Gehwagen für Schwergewichtige »GW 120 Maxi«

Der Gehwagen für schwergewichtige Personen bis 200 kg. Die ideale Gehhilfe für demente und sturzgefährdete Menschen.

Preis: 1.570,00 €

Gehwagen für Schwergewichtige »GW 120 Maxi« - belastbar bis 200 kg

Ein besonders robust konzipierter Gehwagen, welcher für den elementaren Gebrauch von Adipositas-Patienten benutzt wird. Ein speziell großläufiger Gehwagen für Schwergewichtige. Der Fokus liegt vor allem auf der Mehrdimensionalität. Wendigkeit durch 8 hochwertige Ø 75 mm Doppellaufrollen, 4 mit Feststellern. Die Benutzung kann stehend oder auch sitzend erfolgen. Zur Fortbewegung dient ein großläufiger Zwischenraum, abgetrennt durch einen Sicherheitsbügel mit Sicherheitsgurt. Hierfür eignet sich die benutzerbezogene Einstellung durch einfache Höhenverstellung: bis zu 7 Höhen einstellbar. Variationen können im Maßstab zwischen 45-60 cm mithilfe der Höhenverstellung vorgenommen werden.

Mit einem Gewicht von rund 30 kg kann der Gehwagen für Schwergewichtige »GW 120 Maxi« durch mobiles Bewegen in jede Richtung gefahren und dementsprechend positioniert werden. Wollen Sie die Mobilität einschränken, so richten sich lediglich die 4 Feststeller aus.

Vor allem wurde der Gehwagen für Schwergewichtige »GW 120 Maxi« dazu konzipiert, um allen Personen gleichartigen Komfort gepaart mit Funktionalität zu bieten. Hinzu kommt eine Rostfreiheit auf die **gesamte Serienreihe**. Eine 5 Jahre Garantie greift auf den Spezialkunststoff-Rahmen.



Das Produkt Gehwagen für Schwergewichtige »GW 120 Maxi«

Produktinformationen:

- Höhe: 104 - 119 cm
- Breite: 83,5 cm
- Tiefe: 112,5 cm
- Gewicht: 30,5 kg
- Sitzhöhe: 45 - 60 cm
- Sitzbreite: 50 cm
- Sitztiefe: 34 cm
- Griffhöhe: 75 90 cm
- Belastbarkeit: 200 kg

Technische Daten:

Abmessungen

- Breite [cm]: 83
- Höhe [cm]: 104 bis 119
- Sitzbreite [cm]: 50
- Sitztiefe [cm]: 34
- Sitzhöhe [cm]: 45 bis 60

Allgemein

- Einsatzbereich: Pflege
- Belastbarkeit [kg]: 200
- Eigenschaften, Kriterien: Mobil (Laufrollen, Rädergestell)
- Herstellerportrait: [RCN GmbH](#)
- Hersteller: RCN
- Modell: GW 120 Maxi
- Versandart: Spedition

Gestell

- Mobilität, Fahrbarkeit: Laufrollen einzeln verstellbar
- Höhenverstellung: Manuell (Handkurbel, Steckbolzen)
- Gestellform: 4-Bein Rundrohrgestell
- Gestellmaterial: Kunststoff

Polster

- Polster Segmente: Sitzteil bzw. Mittelteil
- Polster Position, Lagerung: Sitz- / halbsitzende Position
- Kopfteilverstellart: keine
- Rückenteilverstellart: keine
- Sitz- Beckenteilverstellart: keine
- Beinteilverstellart: keine

- Fußteilverstellart: keine
- Polsterbezug Eigenschaften: desinfektionsmittelbeständig, UV beständig, lichtecht, sehr leicht zu reinigen
- Polsterbezug-Farbauswahl: Bis 15 Farben, keine Sonderfarben

Ihr Fach-Onlineshop für medizinische Liegen und Geräte



Wir liefern Ihnen durchdachte und zertifizierte medizinische Liegen und Geräte und stehen für einen exzellenten Kundenservice. Nutzen Sie die Vorteile des direkten, einfachen und sicheren Online-Shoppings.

Neuheiten werden unter Einbeziehung von praktizierenden Ärzten und der Konstruktionsabteilung entwickelt. Patente, die angemeldet werden, sind das Ergebnis solch einer Zusammenarbeit.

Dank der Verwendung hochwertiger und teilweise auch exklusiver Werkstoffe weisen die Produkte eine hervorragende Material- und Verarbeitungsqualität auf. Die technische Weiterentwicklung ist ein logischer Weg Richtung Zukunft. Dafür arbeiten wir. Darauf können Sie sich verlassen. Jeden Tag!

Qualitätsmanagement und intensive Kontrollen in unserem Hause geben Ihnen das gute Gefühl, mit Medizina die richtige Entscheidung zu treffen.

Überzeugen Sie sich selbst.
Sie haben Fragen? Beantworten wir gerne. Immer.

Dipl. Ing. Bernhard Brake
Geschäftsführung Medizina®



Sie haben Fragen?

Beantworten wir gerne. Immer.

Medizina GmbH & Co. KG
Am Stadion 2-4
D-26871 Papenburg

(Mo.-Fr. 8:30 - 17:00 Uhr)

[0800 001 006 8 \(DE\)](tel:0800 001 006 8)

Telefon: [+49 \(0\) 4961 - 990 3 220](tel:+49 0 4961 990 3 220)

Telefax: +49 (0) 4961 - 990 3 225

Email: service@medizina.de