



Scherenhub Therapieliege elektrisch mit Dachstellung »2830 XLE«

Entdecken Sie die elektrische Therapieliege der Oberklasse - Ihr Komfort und Wohlbefinden im Fokus. Stufenlose Verstellung der Dachstellung, Schrägstellung, Trendelenburgpositionierung. Hergestellt in Deutschland mit einer schnellen Höhenverstellung, Qualitätspolster und belastbar bis 250 kg. Investieren Sie in eine langlebige Zukunft für Ihre medizinische Einrichtung.

Preis: 2.854,00 €

Regulärer Preis: 2.920,00 € zzgl. MwSt.

Therapieliege elektrisch mit Dachstellung, Sitz- & Trendelenburgpositionierung | Modell 2830XLE

Das Modell 2830XLE der Serie 2800XL von Dewert mit bewährt sich seit vielen Jahren als Premium-Produkt im anspruchsvollen Alltag von Praxen und Krankenhäusern und bietet Ihnen herausragenden Komfort und erstklassige Funktionen, um Ihren Patienten die bestmögliche Therapieerfahrung zu bieten. Entwickelt mit höchster Sorgfalt und Präzision, erfüllt sie alle Anforderungen an eine moderne und effektive Therapieliege.

Mit einer dreiteiligen Liegefläche ermöglicht diese Therapieliege eine vielseitige Anpassung an die individuellen Bedürfnisse Ihrer Patienten. Der Mittelteil ist zur Dachstellung verstellbar und erlaubt sogar die Trendelenburgpositionierung, um eine optimale Positionierung während der Behandlung zu gewährleisten.

Die technische Konstruktion dieser Liege ist robust, was sie ideal für den anspruchsvollen Praxis- und Klinikalltag macht. Das Liegengestell verfügt über ein stabiles Twin-Scherensystem, das eine hohe Kraftübertragung gewährleistet. Dickwandige Stahlrohre mit Wandstärken und massive Achsen sorgen für Stabilität und Langlebigkeit. Spielfreie Rollenführungen nehmen vertikale und horizontale Kräfte auf, während das hohe Eigengewicht und die weit auseinanderstehenden Füße eine hohe Standsicherheit gewährleisten. Für zusätzliche Hygienevorteile verfügt die Therapieliege über eine offene Bauweise und gute Zugänglichkeit.

Die verwindungssteife Gestellkonstruktion mit Twin-Scherensystem lässt sich per Elektromotor mit 10.000 N Druckkraft in der Höhe 51-95 cm in 22 Sekunden verstellen. Die Bedienung erfolgt serienmäßig per Fußschalter, weitere Möglichkeiten wie Hand- oder Rundumschaltung sind selbstverständlich konfigurierbar.


Über das spielfreie Stangensystem und durch Unterstützung leichtläufiger Gasdruckfedern kann jedes Polstersegment stufenlos in Position gebracht werden: Das Kopfteil im Bereich von -40 bis +45°, das Fußteil bis +70°. Das Mittelteil ist in Dachstellung justierbar und ermöglicht so die Trendelenburg-Lagerung.

Entdecken Sie das Höchstmaß an Hygiene und Pflege. Die Polster sind komplett mit Skai Toronto EN Kunstleder bezogen, das eine revolutionäre Technologie für eine lange Lebensdauer bietet. Desinfizieren Sie mit verschiedenen Lösungen und entfernen Sie Verschmutzungen mühelos. Sorgen Sie für eine saubere und hygienische Umgebung in Ihrer Praxis.

Die Therapieliege 2830: Bedienerfreundlich, langlebig und anpassbar. Setzen Sie auf ein hochwertiges Qualitätsprodukt "Made in Germany" und investieren Sie in die Zukunft Ihrer medizinischen Einrichtung. Erfüllen Sie höchste Standards und bieten Sie Ihren Patienten eine optimale Behandlung.



PREMIUMPRODUKT



MADE IN
GERMANY

MADE IN
GERMANY

Das Produkt Scherenhub Therapieliege elektrisch mit Dachstellung »2830 XLE«

Produktinformationen

Grundausrüstung:

- Liegefläche 3-teilig
- Mittelteil zur Dachstellung verstellbar, Trendelenburgpositionierung möglich
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich, Fahrbarkeit optional
- Dewert-Hygiene-Ausrüstung
- Elektromotorische Höhenverstellung von 51 bis 95 cm in 22 Sekunden
- Konstante Verstellgeschwindigkeit auch bei hoher Last
- Integriertes Sicherheitskonzept (nach neuester BfArM-Empfehlung):
 - Aktivierung des Antriebes durch "Doppeltipp"-Freischaltung, automatische Sperrung bei Nicht-Benutzung
 - Aktiver Freilauf des Elektromotors in Abwärtsrichtung mit automatischem Auskuppeln bei Widerstand, Unterbrechung des Kraftschlusses
- Hohe maximale Belastbarkeit von 250 kg (bei senkrecht abgeklapptem Fußteil)
- Regelmäßige Prüfung mit der 4-fachen maximalen Belastung (1.000 kg)

Gestell

- Robustes Liegengestell mit stabilem Twin-Scherensystem mit hoher Kraftübertragung
- Verwendung dickwandiger Stahlrohre mit Wandstärken bis 3,5 mm und massiven Achsen mit Ø 20 mm
- Spielfreie Rollenführungen zur Aufnahme der vertikalen und horizontalen Kräfte
- Hohe Standsicherheit durch hohes Eigengewicht, robuste Gestellkonstruktion und weit auseinander stehende Füße, die sich seit vielen Jahren im anspruchsvollen Praxis-Alltag bewährt
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich bei Bodenunebenheiten
- Fahrbarkeiten als Option wählbar
- Entsprechend IEC 60601 mit 4-fachem Sicherheitsfaktor getestet
- Einfache Hygiene durch offene Bauweise und gute Zugänglichkeit

Polsteraufteilung und Verstellung:

- Liegefläche 3-teilig
- Kopfteil mit Nasenschlitz und Abdeckpolster: Länge 54 cm, stufenlos per Gasdruckfeder von -40 bis +45° verstellbar
- Mittelteil: Länge 47 cm, zur Dachstellung verstellbar, Trendelenburgpositionierung möglich, unterstützt durch 2 Gasdruckfedern, spielfreie Einstellung der gewünschten Position durch die Fixierung von 2 Führungsstangen
- Fußteil: Länge 94 cm, stufenlos bis +70° verstellbar durch selbstfixierendes und spielfreies Stangensystem
- Optional:
 - Kopfteil dreiteilig mit Armstützen, stufenlos absenk- und abnehmbar, dann Papierrollenhalter am Kopfteil nicht möglich, Verstellbereich -25° bis +45°, Abmessungen: Kopfteil: L 540 mm x B 370 mm | Armteil: L 500 mm x B 160 mm

Polsteraufbau:

- Polsterteilstärke: 60-70 mm
- Trägerplatte bestehend aus massivem 18 mm-Schichtholz
- 2-lagiger homogener Polyurethan-Schaumstoff (kein Verbundschaum) mit RG 46 und RG 75
- Mit Eckenradius, Polster nahtfrei bezogen
- Polsterbezug wählbar aus 2 Kunstlederkollektionen: Skai® Pandoria Plus mit samtig-glatter Oberfläche, Skai® Toronto EN mit innovativer staynu-Technologie
- Dewert-Hygiene-Ausstattung:
 - Scharnierabdeckung aus identischem Bezugsmaterial
 - Polsterunterseite komplett mit Kunstleder bezogen#
 - Entlüftungsöffnungen an der Polsterunterseite
 - Einfache Hygiene durch offene Bauweise

Die Fertigung in weiteren Abmessungen und mit Sonderzubehör ist auf Anfrage möglich!

Technische Daten:

Abmessungen

- Länge [cm]: 195, Sondermaß möglich
- Breite [cm]: 70, 80, Sondermaß möglich
- Höhe [cm]: 51-95, Sondermaß möglich
- Polsterstärken [mm]: 60, 70

Allgemein

- Einsatzbereich: Therapie & Reha
- Belastbarkeit [kg]: 250, nach IEC 60601 mit 4-facher statischer Last geprüft
- Sitz- Beckenteilverstellwinkel: 0° bis +40°
- Eigenschaften, Kriterien: Mobil (Laufrollen, Rädergestell), Extra hoch (≥ 85 cm), Adipositas, Schwerlast (≥ 225 kg), Elektrisch ableitfähig, Kopftieflage, Trendelenburg, Schrägstellung, Zubehör (Gitter, Halter, etc.), Sonderanfertigung möglich
- Besonderheiten: Dachstellung, Trendelenburgstellung, Schrägstellung, Polsterunterseite komplett mit Kunstleder bezogen
- Herstellerportrait: [K.H. Dewert](#)
- Hersteller: Dewert
- Serie: 2800XL
- Modell: 2830XLE
- Versandart: Spedition

Gestell

- Mobilität, Fahrbarkeit: Laufrollen einzeln verstellbar, Laufrollen zentral verstellbar, Rad Hebesystem
- Höhenverstellung: Elektrisch
- Gestellform: Scherengestell (Lotrecht)
- Gestellmaterial: Stahl beschichtet

Polster

- Polster Segmente: Kopfteil, Liegefläche, Sitzteil bzw. Mittelteil, Bein-Fußteil (vereint)
- Polsterbasis: Multiplex-, Schichtholz-, Sperrholz-, Siebdruckplatte
- Polster Position, Lagerung: Liegeposition, Sitz- / halbsitzende Position, Trendelenburg, Dachstellung
- Kopfteilverstellart: per Gasdruckfeder
- Kopfteilverstellwinkel: -40° bis +45°
- Rückenteilverstellart: keine
- Rückenteilverstellwinkel: 0° bis +70°
- Sitz- Beckenteilverstellart: manuell, per Gasdruckfeder, elektrisch
- Beinteilverstellart: manuell (Raster, Klemmstange)
- Beinteilverstellwinkel: 0° bis +70°
- Fußteilverstellart: manuell (Raster, Klemmstange)
- Fußteilverstellwinkel: 0° bis +70°
- Schaumstoff: PUR ≤ RG 40 - (40 kg/cbm), PUR ≥ RG 50 - (>50 kg/cbm)
- Polsterbezug Eigenschaften: phthalatfrei, desinfektionsmittelbeständig, biokompatibel, flammhemmend EN 1021 1+2, UV beständig, lichteht, abriebfest, reißfest, blutbeständig, urinbeständig, öl- & fettbeständig, schweißbeständig, pflegeleicht, sehr leicht zu reinigen, vegan, antistatisch, ableitfähig
- Polsterbezug-Farbauswahl: Alle Farben der Farbkarte & Sonderfarben möglich
- Polsterbezug Abrieb, Martindale: ≥ 100.000 Zyklen, ≥ 300.000 Zyklen

Polsterbezüge und Polsterfarben:

NEU: skai® Toronto EN mit staynu Technologie

Hochwertiges skai Polstermaterial mit klassischer Lederprägung. Dank innovativer Finishierung mit der skai staynu Technologie ist das Material hoch fleckunempfindlich und sehr reinigungsfreundlich und schützt die Oberfläche wie nie zuvor. Das Material ist nahezu resistent gegen sämtliche Alltagsverschmutzung und kann mit alkoholbasieren Lösungen (z.B. 70%-Isopropanol) gereinigt werden.

Selbst hartnäckige Flecken von Blut, Schweiß, Körperfett, Urin, Jod/Betaisodona, Kugelschreiben, Permanent-Marker, Lippenstift, Schuhcreme/Lederfarbe, Jeanshosenabfärbungen können auch noch nach vielen Stunden vom Polsterbezug entfernt werden. **Eigenschaften:** Weich und dehnfähig, lichteht (Stufe 6), pflegeleicht, leicht zu reinigen, öl- & fettbeständig, phthalatfrei, desinfektionsmittelbeständig, vegan, nachhaltig, schweiß, urin- & blutbeständig. Erfüllt die europäischen Medizinprodukte-Verordnung (MDR).

DIN EN 1021-1+2, BS 5852 IS-0+1, MVSS302, abriebfest, langlebig, reißfest, DIN EN ISO 5470-2, > 300 000 Martindale, DIN EN ISO 105-BSO2, DIN EN ISO 10993-5+10. Materialzusammensetzung: ca. 84% PVC-Compound, ca. 16% PES-Gestrick, Gewicht: 740 +/- 50 g/m, Dicke: 1,3 +/- 0,2 mm



Weiß
(F6471002)



Perle
(F6471003)



Aschgrau
(F6471011)



Birke
(F6471004)



Cappuccino
(F6471005)



Kaschmir
(F6471006)



Kastanie
(F6471007)



Mokka
(F6471010)



Karob
(F6471009)



Nougat
(F6471025)



Rosé
(F6471026)



Sage
(F6471024)



Orange
(F6471022)



Sun
(F6471023)



Korn
(F6471013)



Lime
(F6471019)



Olive
(F6471014)



Fire
(F6471020)



Kirsche
(F6471008)



Stone Blue
(F6471001)



Deep Sea
(F64710 17 /18)



Schiefer
(F6471012)



Anthrazit
(F6471015)



Schwarz
(F64710169)

Kunstleder PANDORIA PLUS (Dezente Optik mit feiner Mikroporenstruktur)

Antibakteriell nach JIS Z 2801, antimikrobiell, besonders desinfektionsmittelbeständig, besonders schweiß-, urin- und blutbeständig, schwer entflammbar, besonders abriebfest, lichtecht, reiß- und weiterreißfest, langlebig, pflegeleicht und besonders öl- und fettbeständig. MPG DIN ISO 10993-5+10
Eigenschaften: Gewicht: 800 +/- 50g/qm, Dicke 1,35 +/- 0,2 mm, **Abrieb > 300.000**.

[Skai-Clean-Care](#) | [Skai-Desinfektionsmittelempfehlung](#) | [Kein-Latex-Garantie](#)



skai® Mano-S Kunstleder

Hochwertig, widerstandsfähig und chic. Die elegante Kalbsledernarbung macht auch im medizinischen Bereich eine gute Figur. Die Oberfläche ist elektrisch leitfähig und ist für alle Bereiche bestens geeignet, in denen die elektrostatische Aufladung vermieden werden muss. Dieses spezielle Bezugsmaterial skai-Mano-S gibt es ausschließlich in schwarz.

Eigenschaften:

Material: ca. 90 % PVC-Compound, ca. 10 % BW/PES-Gestrick Gewicht: 650 +/- 50 g/m2 Materialstärke: 1,1 +/- 0,2 mm, elektrisch leitfähig, langlebig, reißfest, lichtecht, vegan und desinfektionsmittelbeständig

Pflegehinweise:

Bitte unbedingt beachten! Mit wenig klarem Wasser oder einer PH-neutralen Seifenlösung und einer weichen Bürste oder einem Microfasertuch reinigen und anschließend mit einem weichen Tuch trocknen. Verschmutzungen durch Öle, Fette und Tinte bitte umgehend entfernen.

Ungeeignet sind unverdünnter Alkohol, unverdünntes Aceton, alle Lösungs- und Reinigungsmittel, Scheuermittel, Perchlorethylen, alle Arten von Wachs und Trichlorethylen. Diese Produkte können die Beschichtung der Bezüge beschädigen und rissig machen.



Schwarz Leitfähig
(F6461486)

Ihr Fach-Onlineshop für medizinische Liegen und Geräte



Wir liefern Ihnen durchdachte und zertifizierte medizinische Liegen und Geräte und stehen für einen exzellenten Kundenservice. Nutzen Sie die Vorteile des direkten, einfachen und sicheren Online-Shoppings.

Neuheiten werden unter Einbeziehung von praktizierenden Ärzten und der Konstruktionsabteilung entwickelt. Patente, die angemeldet werden, sind das Ergebnis solch einer Zusammenarbeit.

Dank der Verwendung hochwertiger und teilweise auch exklusiver Werkstoffe weisen die Produkte eine hervorragende Material- und Verarbeitungsqualität auf. Die technische Weiterentwicklung ist ein logischer Weg Richtung Zukunft. Dafür arbeiten wir. Darauf können Sie sich verlassen. Jeden Tag!

Qualitätsmanagement und intensive Kontrollen in unserem Hause geben Ihnen das gute Gefühl, mit Medizina die richtige Entscheidung zu treffen.

Überzeugen Sie sich selbst.
Sie haben Fragen? Beantworten wir gerne. Immer.

Dipl. Ing. Bernhard Brake
Geschäftsführung Medizina®



Sie haben Fragen?

Beantworten wir gerne. Immer.

Medizina GmbH & Co. KG
Am Stadion 2-4
D-26871 Papenburg

(Mo.-Fr. 8:30 - 17:00 Uhr)

[0800 001 006 8 \(DE\)](tel:08000010068)

Telefon: [+49 \(0\) 4961 - 990 3 220](tel:+49049619903220)

Telefax: +49 (0) 4961 - 990 3 225

Email: service@medizina.de