



## Arztliege im Rundrohr Design | Serie DFH - Modell 106/107

Traditionelle Arztliege im eleganten Retro Rundrohrdesign, optional in Chrom - sichere Anwendung und erstklassige Verarbeitung. Strapazierfähiges 8 cm Qualitätspolster, innovative Schmutzresistenz und Reinigungsfreundlichkeit. Made in Germany, sehr belastbar.

**Preis: 826,00 €**

*Regulärer Preis: 885,00 € zzgl. MwSt.*

## Arztliege im eleganten Rundrohr Design - Serie DFH, Modell 106/107

Entdecken Sie die elegante Arztliege im Rundrohr Design - ein absolutes Highlight für Ihre Praxis oder Klinik. Die herausragende Verarbeitung und die hohe Anwendersicherheit machen sie zur perfekten Wahl für professionelle medizinische Anwendungen. Das strapazierfähige Qualitätspolster mit einer beeindruckenden Stärke von 8 cm bietet unübertroffenen Komfort und Unterstützung für Ihre Patienten.

Eine Innovation erwartet Sie: Die Polster Unterseite ist mit einer thermoplastischen PVC-Folie bezogen, die eine hohe Schmutzresistenz und Reinigungsfreundlichkeit gewährleistet. Die neuen Polsterbezüge aus Skai Toronto EN Kunstleder setzen Maßstäbe mit ihrer revolutionären Technologie und außergewöhnlich langen Lebensdauer. Sie können einfach mit einer Vielzahl von Desinfektionsmitteln oder alkoholbasierten Lösungen desinfiziert werden, einschließlich 70%-Isopropanol. Dank geeigneter Reinigungsmittel lassen sich Verschmutzungen rückstandslos entfernen, sodass Ihre Liege immer hygienisch und makellos bleibt.

Diese Rundrohrliege ist ein hochwertiges Qualitätsprodukt, Made in Germany und hergestellt gemäß den strengen MDR Richtlinien. Sie bietet eine beeindruckende Belastbarkeit von bis zu 250 kg, was Ihnen eine zuverlässige und robuste Lösung für Ihre medizinische Einrichtung garantiert. Investieren Sie in Qualität, Komfort und Langlebigkeit mit dieser erstklassigen Rundrohr Arztliege.



# Das Produkt Arztliege im Rundrohr Design | Serie DFH - Modell 106/107

## Produktinformation:

### Grundausrüstung:

- Untergestell aus Rundrohr
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich bei Bodenunebenheiten, optional fahrbar
- Kopfteil positiv verstellbar (optional auch negativ verstellbar)
- Ansteckmöglichkeit für Papierrollenhalter an Kopf- und Fußseite
- Dewert-Hygiene-Ausrüstung
- Flächige Belastbarkeit: 250 kg (entsprechend IEC 60601 mit 4-facher statischer Last geprüft)

### Gestell:

- Liegengestell aus Rundrohr 32 x 2 mm
- Mit Querstreben zwischen den Liegenfüßen
- Feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich bei Bodenunebenheiten
- Fahrbarkeiten als Option wählbar, dann zusätzliche Längsverstrebung erforderlich
- Verzinkte Stahlscharniere als Verbindungselemente zwischen den Polstersegmenten
- Zwei stabile, parallel angebrachte Sicherheits-Raster zur positiven Kopfteilverstellung
- Gestell komplett als Einheit verschweißt (pulverbeschichtet)
- oder aus zwei Längsbaugruppen zusammengesetzt (verchromt)

### Polsteraufteilung und Verstellung:

- Liegefläche 2-teilig:
- Kopfteil bis 30° positiv verstellbar durch 2 Sicherheits-Zahnreiter,
- Kopfteillänge: 550 mm  
Fußteil fest,
- Fußteillänge: 1.400 mm

### Polsteraufbau:

- Polsterteilstärke 8 cm
- Trägerplatte bestehend aus 18mm-Spannplatte mit umlaufendem Massivholz-Verstärkungsrahmen
- 2-lagiger homogener Polyurethan-Schaumstoff mit RG 46 und RG 75 (kein Verbundschaum)
- Dewert-Hygieneausstattung:
  - Scharnierabdeckung aus identischem Bezugsmaterial
  - Polsterunterseite komplett mit Kunstleder bezogen
  - Entlüftungsöffnungen an der Polsterunterseite
  - Einfache Hygiene durch offene Bauweise
  - Optional: Polsterbezugsmaterial Skai Toronto EN mit staynu

**Die Fertigung in weiteren Abmessungen und mit Sonderzubehör ist auf Anfrage möglich!**

## Technische Daten:

### Abmessungen

- Länge [cm]: 195, Sondermaß möglich
- Breite [cm]: 65, 80, Sondermaß möglich
- Höhe [cm]: 65, Sondermaß möglich
- Polsterstärken [mm]: 80

### Allgemein

- Einsatzbereich: Untersuchung, Therapie & Reha, Pflege
- Belastbarkeit [kg]: 250, nach IEC 60601 mit 4-facher statischer Last geprüft
- Eigenschaften, Kriterien: Mobil (Laufrollen, Rädergestell), Gestell verchromt, Adipositas, Schwerlast ( $\geq 225$  kg), Zubehör (Gitter, Halter, etc.), Sonderanfertigung möglich
- Besonderheiten: Untergestell aus Rundrohr
- Herstellerportrait: [K.H. Dewert](#)
- Hersteller: Dewert
- Serie: DFH
- Modell: 106/107
- Versandart: Spedition

### Gestell

- Mobilität, Fahrbarkeit: Laufrollen einzeln verstellbar, Laufrollen zentral verstellbar
- Höhenverstellung: Keine
- Gestellform: 4-Bein Rundrohrgestell
- Gestellmaterial: Stahl beschichtet, Stahl verchromt

### Polster

- Polster Segmente: Kopfteil, Liegefläche
- Polsterbasis: Multiplex-, Schichtholz-, Sperrholz-, Siebdruckplatte
- Polster Position, Lagerung: Liegeposition
- Kopfteilverstellart: manuell (Raster, Klemmstange, etc.), per Gasdruckfeder
- Kopfteilverstellwinkel:  $0^\circ$  bis  $+30^\circ$ ,  $0^\circ$  bis  $+55^\circ$
- Rückenteilverstellart: keine
- Sitz- Beckenteilverstellart: keine
- Beinteilverstellart: keine
- Fußteilverstellart: keine
- Schaumstoff: PUR  $\geq$  RG 50 - ( $>50$  kg/cbm), Kaltschaum  $\geq$  RG 50 - ( $>50$  kg/cbm)
- Polsterbezug Eigenschaften: phthalatfrei, desinfektionsmittelbeständig, Öko-Tex Standard, biokompatibel, flammhemmend EN 1021 1+2, UV beständig, lichtecht, abriebfest, reißfest, ledertypisch, elastisch, angenehm weich, wasserabweisend, blutbeständig, urinbeständig, öl- & fettbeständig, schweißbeständig, pflegeleicht, sehr leicht zu reinigen, vegan, antimikrobiell, antibakteriell oder antimykotisch, antistatisch, ableitfähig
- Polsterbezug-Farbauswahl: Alle Farben der Farbkarte & Sonderfarben möglich
- Polsterbezug Abrieb, Martindale:  $\geq 300.000$  Zyklen

## Polsterbezüge und Polsterfarben:


### NEU: skai® Toronto EN mit staynu Technologie

Hochwertiges skai Polstermaterial mit klassischer Lederprägung. Dank innovativer Finishierung mit der skai staynu Technologie ist das Material hoch fleckunempfindlich und sehr reinigungsfreundlich und schützt die Oberfläche wie nie zuvor. Das Material ist nahezu resistent gegen sämtliche Alltagsverschmutzung und kann mit alkoholbasieren Lösungen (z.B. 70%-Isopropanol) gereinigt werden.

Selbst hartnäckige Flecken von Blut, Schweiß, Körperfett, Urin, Jod/Betaisodona, Kugelschreiben, Permanent-Marker, Lippenstift, Schuhcreme/Lederfarbe, Jeanshosenabfärbungen können auch noch nach vielen Stunden vom Polsterbezug entfernt werden. **Eigenschaften:** Weich und dehnfähig, lichtecht (Stufe 6), pflegeleicht, leicht zu reinigen, öl- & fettbeständig, phthalatfrei, desinfektionsmittelbeständig, vegan, nachhaltig, schweiß, urin- & blutbeständig. Erfüllt die europäischen Medizinprodukte-Verordnung (MDR).

DIN EN 1021-1+2, BS 5852 IS-0+1, MVSS302, abriebfest, langlebig, reißfest, DIN EN ISO 5470-2, > 300 000 Martindale, DIN EN ISO 105-BSO2, DIN EN ISO 10993-5+10. Materialzusammensetzung: ca. 84% PVC-Compound, ca. 16% PES-Gestrick, Gewicht: 740 +/- 50 g/m, Dicke: 1,3 +/- 0,2 mm





### **Kunstleder PANDORIA PLUS (Dezente Optik mit feiner Mikroporenstruktur)**

Antibakteriell nach JIS Z 2801, antimikrobiell, besonders desinfektionsmittelbeständig, besonders schweiß-, urin- und blutbeständig, schwer entflammbar, besonders abriebfest, lichtecht, reiß- und weiterreißfest, langlebig, pflegeleicht und besonders öl- und fettbeständig. MPG DIN ISO 10993-5+10  
Eigenschaften: Gewicht: 800 +/- 50g/qm, Dicke 1,35 +/- 0,2 mm, **Abrieb > 300.000.**

[Skai-Clean-Care](#) | [Skai-Desinfektionsmittelempfehlung](#) | [Kein-Latex-Garantie](#)





### skai® Mano-S Kunstleder

Hochwertig, widerstandsfähig und chic. Die elegante Kalbsledernarbung macht auch im medizinischen Bereich eine gute Figur. Die Oberfläche ist elektrisch leitfähig und ist für alle Bereiche bestens geeignet, in denen die elektrostatische Aufladung vermieden werden muss. Dieses spezielle Bezugsmaterial skai-Mano-S gibt es ausschließlich in schwarz.

#### Eigenschaften:

Material: ca. 90 % PVC-Compound, ca. 10 % BW/PES-Gestrick Gewicht: 650 +/- 50 g/m<sup>2</sup> Materialstärke: 1,1 +/- 0,2 mm, elektrisch leitfähig, langlebig, reißfest, lichtecht, vegan und desinfektionsmittelbeständig

#### Pflegehinweise:

Bitte unbedingt beachten! Mit wenig klarem Wasser oder einer PH-neutralen Seifenlösung und einer weichen Bürste oder einem Microfasertuch reinigen und anschließend mit einem weichen Tuch trocknen. Verschmutzungen durch Öle, Fette und Tinte bitte umgehend entfernen.

Ungeeignet sind unverdünnter Alkohol, unverdünntes Aceton, alle Lösungs- und Reinigungsmittel, Scheuermittel, Perchlorethylen, alle Arten von Wachs und Trichlorethylen. Diese Produkte können die Beschichtung der Bezüge beschädigen und rissig machen.



Schwarz Leitfähig  
(F6461486)

## Ihr Fach-Onlineshop für medizinische Liegen und Geräte



Wir liefern Ihnen durchdachte und zertifizierte medizinische Liegen und Geräte und stehen für einen exzellenten Kundenservice. Nutzen Sie die Vorteile des direkten, einfachen und sicheren Online-Shoppings.

Neuheiten werden unter Einbeziehung von praktizierenden Ärzten und der Konstruktionsabteilung entwickelt. Patente, die angemeldet werden, sind das Ergebnis solch einer Zusammenarbeit.

Dank der Verwendung hochwertiger und teilweise auch exklusiver Werkstoffe weisen die Produkte eine hervorragende Material- und Verarbeitungsqualität auf. Die technische Weiterentwicklung ist ein logischer Weg Richtung Zukunft. Dafür arbeiten wir. Darauf können Sie sich verlassen. Jeden Tag!

Qualitätsmanagement und intensive Kontrollen in unserem Hause geben Ihnen das gute Gefühl, mit Medizina die richtige Entscheidung zu treffen.

Überzeugen Sie sich selbst.  
Sie haben Fragen? Beantworten wir gerne. Immer.

Dipl. Ing. Bernhard Brake  
Geschäftsführung Medizina®



## Sie haben Fragen?

Beantworten wir gerne. Immer.

Medizina GmbH & Co. KG  
Am Stadion 2-4  
D-26871 Papenburg

(Mo.-Fr. 8:30 - 17:00 Uhr)

[0800 001 006 8 \(DE\)](tel:08000010068)

Telefon: [+49 \(0\) 4961 - 990 3 220](tel:+49049619903220)

Telefax: +49 (0) 4961 - 990 3 225

Email: [service@medizina.de](mailto:service@medizina.de)