



Traktionsliege, Extensionsliege »Gymna.GO« | D1 Traktion

Erweitern Sie das Leistungsspektrum Ihrer therapeutischen Einrichtung mit der »Gymna.GO« Traction. Durch die sanfte Traktionsbehandlung, Wirbelkörper-Distraktion und Bandscheibentlastung bieten Sie Ihren Patienten eine effektive Extensionsbehandlung sowie Traktionstherapie um gezielte Behandlungen zur Schmerzlinderung, Muskelspannung oder Verbesserung der Gelenkbeweglichkeit anzubieten.

Preis: 2.745,00 €

Regulärer Preis: 2.970,00 € zzgl. MwSt.

»Gymna.GO« Traction: Die ultimative Lösung für die effektive Traktionstherapie und Extensionstherapie


Entdecken Sie die Wirkung der Traktionstherapie mit der Traktionsliege »Gymna.GO« Traction! Gymna´s innovative Liege ermöglicht eine ganzheitliche Wirbelsäulenbehandlung.

Die Extensionsbehandlung und Traktionstherapie zeigt eine Vielzahl positiver Effekte und findet Anwendung bei verschiedenen Beschwerden im Zusammenhang mit der Wirbelsäule und den Gelenken. Zu den Wirkungen zählen unter anderem Schmerzlinderung, Regulierung der Muskelspannung, Verbesserung der Gelenkbeweglichkeit sowie Druckminderung und Entlastung der Gelenke. Darüber hinaus kann die Traktionstherapie auch eine Entlastung von potenziell komprimierten Nervenwurzeln bewirken.

Die Anwendung der Traktionstherapie findet insbesondere bei chronischen Wirbelsäulen- und Gelenkerkrankungen, Bandscheibenvorfällen sowie Arthrose anfang. Durch gezielte Zugkräfte können Schmerzen gelindert, die Funktionsfähigkeit verbessert und Belastungen im Körper ausgeglichen sowie die Heilung aktiviert werden.

Zusätzlich zu dem harmonisch-pulsierenden Zug des benötigten Traktionsgerätes »Gymna ET-800«, können Sie mit gezielten Handgriffen helfend einwirken und weitere Therapiemaßnahmen durchführen. Das Traktionsgerät ET-800 ist ein digitales Traktionsgerät für kontinuierliche, periodisch oder harmonische lumbale und zervikale Traktionstherapie. Es ist ein Gerät mit allen notwendigen Funktionen. Zusammen mit der großen Benutzerfreundlichkeit und den hohen Sicherheitsstandards wird das ET-800 Ihre höchsten professionellen Anforderungen erfüllen.

Erweitern Sie Ihr Leistungsspektrum und bieten Sie Ihren Patienten eine hochwirksame Traktionsbehandlung mit der Traktionsliege »Gymna.GO« Traction. Vertrauen Sie auf unsere jahrelange Erfahrung und setzen Sie auf Qualität und Innovation in der Therapie. Sprechen Sie mit unseren Experten und erfahren Sie, wie die »Gymna.GO« Ihr Therapieangebot bereichern kann.



Das Produkt Traktionsliege, Extensionsliege »Gymna.GO« | D1 Traktion

Produktinformationen

Traktionsliege Gymna.Go Traction

- Abmessungen: 205 x 67 cm
- Gewicht: ±86 kg
- Höhenverstellung: 50 - 100 cm elektrisch, 52 - 99 cm hydraulisch
- Traglast: Max. 200 kg
- Netzspannung: 230 VAC, 50/60 Hz, 120 VAC, 60 Hz, 100 VAC, 50/60 Hz
- Leistungsaufnahme: max. 2,0 A
- Isolationsklasse: Klasse II
- Geräteklassifikation: I
- Anwendungsteile: Typ BF
- Feuchtigkeitsschutz: IP21
- Motorleistung: 6 kN
- Motornutzung: max. 2 Minuten an/ 18 Minuten aus
- Hydraulikpumpe: 10 kN
- Rahmenmaterial: Stahlrahmen
- Rahmenverarbeitung: Pulverbeschichtet, weiß RAL 9016
- Garantie: Tisch 3 Jahre,
Classique-Polsterung 1 Jahr

Konformität

- IEC/EN 60601-1
- IEC/EN 60601-1-2
- EU Verordnung 2017/745
- 2012/19/EU WEEE
- 2011/65/EU RoHS

Gymna ET-800 Traktionsgerät (Optional)

Digitales Traktionsgerät für die statische und pulsierende Traktionstherapie der Lendenwirbelsäule oder des Halswirbels.

- Automatische Zugkraftkompensation
- Zugkraft 0 - 91 kg
- Stufenlos einstellbare Geschwindigkeit
- Ruhezeiteinstellung 0 - 99 Sek.
- Statischer und pulsierender Traktionsmodus
- CE 2460
- Standardzubehör:
 - Netzkabel (gerade, Europa)
 - Not-Aus-Schalter
 - Verlängerungskabel mit Haken
 - Vier Knöpfe zur Fixierung am Verlängerungsrahmen
 - Behandlungsleitfaden

- Benutzerhandbuch

Anbau-Konsole für Traktionsgerät (Optional)

Konsole zur Befestigung eines Gymna-Traktionsgeräts an der gymna.GO Traktionsliege.

- Konsole zur Befestigung an gymna.GO - Traction
- Ermöglicht die Installation eines Gymna-Traktionsgeräts:
 - Gymna ET-800,
 - AutoTrac 460 oder
 - AutoTrac 450
- Verlängert die Liege auf ± 240 cm
- Installationsanweisungen sind enthalten

Zubehör für die Traktions-, Zug- und Extensionsbehandlung (Optional)

- Gymna Brustgurt für Traktionstherapie
 - Brustgurt mit Klettverschluss zur Verwendung mit einem Traktionsgerät.
- Gymna Brustgurt XL für Traktionstherapie:
 - Brustgurt XL (160 cm) mit Klettverschluss zur Verwendung mit einem Traktionsgerät.
- Gymna Hüftgurt für Traktionstherapie
 - Hüftgurt mit Klettverschluss zur Verwendung mit einem Traktionsgerät.
- Gymna Hüftgurt XL für Traktionstherapie
 - Hüftgurt XL (160 cm) mit Klettverschluss zur Verwendung mit einem Traktionsgerät.
- Polstersatz für Glissonschnelle 1 Paar
 - Satz waschbare Pads für die Glissonschnelle.
- Spreizbügel zur Glissonschnelle
 - Stahlspreizbügel zur Befestigung der Glissonschnelle an das Traktionsgerät.
- Gymna Glissonschnelle
 - Schnelle für Halswirbel-Traktion mit einem Traktionsgerät.

Technische Daten:

Abmessungen

- Länge [cm]: 205
- Breite [cm]: 67
- Höhe [cm]: 50-100

Allgemein

- Einsatzbereich: Therapie & Reha
- Belastbarkeit [kg]: 200
- Eigenschaften, Kriterien: Mobil (Laufrollen, Rädergestell), Extra hoch (≥ 85 cm), Extension, Flexion
- Herstellerportrait: [Gymna](#)
- Hersteller: Gymna
- Serie: GO
- Modell: Traction
- Versandart: Spedition

Gestell

- Mobilität, Fahrbarkeit: Rad Hebesystem
- Höhenverstellung: Hydraulisch (Pumphebel), Elektrisch
- Gestellform: Kippwinkel (Parallelogramm)
- Gestellmaterial: Stahl beschichtet

Polster

- Polster Segmente: Kopf-Rückenteil (vereint), Liegefläche
- Polster Position, Lagerung: Liegeposition, Sitz- / halbsitzende Position
- Kopfteilverstellart: per Gasdruckfeder
- Kopfteilverstellwinkel: 0° bis 80°
- Rückenteilverstellart: per Gasdruckfeder
- Rückenteilverstellwinkel: 0° bis 80°
- Sitz- Beckenteilverstellart: keine
- Beinteilverstellart: keine
- Fußteilverstellart: manuell (Raster, Klemmstange)
- Schaumstoff: PUR ≤ RG 40 - (40 kg/cbm)
- Polsterbezug Eigenschaften: phthalatfrei, desinfektionsmittelbeständig, Öko-Tex Standard, biokompatibel, flammhemmend EN 1021 1+2, UV beständig, lichtecht, abriebfest, ledertypisch, wasserabweisend, blutbeständig, urinbeständig, öl- & fettbeständig, schweißbeständig, pflegeleicht, vegan
- Polsterbezug-Farbauswahl: Bis 15 Farben, keine Sonderfarben
- Polsterbezug Abrieb, Martindale: ≥ 200.000 Zyklen

Polsterbezüge und Polsterfarben:

Kunstleder Classique, phthalatfrei

Eigenschaften: ledertypisch, weich, elastisch, kratzfest, UV-beständig, langlebig, schmutzunempfindlich, beständig gegen Meer- und Chlorwasser, desinfektionsmittelbeständig, beständig gegenüber Massageöl, schweißbeständig. Schimmelbeständige Trägerschicht und Oberfläche. Biokompatibel nach DIN EN ISO 10993-5 + 10. Hochflammpfest nach DIN 4102 (B2), flammhemmend nach DIN EN 1021-1+2, schwerentflammbar nach NFP 92-503 (M2). Abriebwiderstand nach Martindale DIN EN ISO 5470-2- trocken bis 250.000 Touren

Frei von: AZO, PCP, Cd, Pb, Sb, Cr(VI), Ni, As, Hg

Desinfektionsmittelempfehlungen



Anthrazit

Kaffee


Titan

Kirsche

Grün



Navy




Cashmere



Blau




Sky



Violet



Pistazie




Grau



Sahara



Aprikot



Altrosa, Pink

Ihr Fach-Onlineshop für medizinische Liegen und Geräte



Wir liefern Ihnen durchdachte und zertifizierte medizinische Liegen und Geräte und stehen für einen exzellenten Kundenservice. Nutzen Sie die Vorteile des direkten, einfachen und sicheren Online-Shoppings.

Neuheiten werden unter Einbeziehung von praktizierenden Ärzten und der Konstruktionsabteilung entwickelt. Patente, die angemeldet werden, sind das Ergebnis solch einer Zusammenarbeit.

Dank der Verwendung hochwertiger und teilweise auch exklusiver Werkstoffe weisen die Produkte eine hervorragende Material- und Verarbeitungsqualität auf. Die technische Weiterentwicklung ist ein logischer Weg Richtung Zukunft. Dafür arbeiten wir. Darauf können Sie sich verlassen. Jeden Tag!

Qualitätsmanagement und intensive Kontrollen in unserem Hause geben Ihnen das gute Gefühl, mit Medizina die richtige Entscheidung zu treffen.

Überzeugen Sie sich selbst.
Sie haben Fragen? Beantworten wir gerne. Immer.

Dipl. Ing. Bernhard Brake
Geschäftsführung Medizina®



Sie haben Fragen?

Beantworten wir gerne. Immer.

Medizina GmbH & Co. KG
Am Stadion 2-4
D-26871 Papenburg

(Mo.-Fr. 8:30 - 17:00 Uhr)

[0800 001 006 8 \(DE\)](tel:08000010068)

Telefon: [+49 \(0\) 4961 - 990 3 220](tel:+49049619903220)

Telefax: +49 (0) 4961 - 990 3 225

Email: service@medizina.de