



Stehbrett für Echokardiographie und Kipptischuntersuchung mit Tilt-Funktion | Modell 2095 E

Entdecken Sie die Echokardiographie-Liege Modell 2095 E von Dewert - die Antwort auf die Herausforderungen von Praxisgemeinschaften und Kardiologen. Vor der Entscheidung stehend, zwischen Liegen mit verschiedenen Funktionen zu wählen, bietet dieses innovative Modell sowohl Echoausschnitt, Höhen- und Kippverstellung als auch Tilt-Test Funktion in einem. Vermeiden Sie teure Investitionen,

während Sie höchsten Komfort und maximale Flexibilität für Ihre medizinischen Eingriffe erhalten.

Preis: 5.636,00 €

Regulärer Preis: 5.953,00 € zzgl. MwSt.

Untersuchungsliege Modell 2095 E mit Tilt-Funktion für die Echokardiographie und Kipptischuntersuchungen

Stehen Sie als Praxisgemeinschaft oder als Kardiologe vor der Entscheidung, zwischen Untersuchungsliegen zu wählen, die jeweils unterschiedliche Funktionen bieten. Welche Liege sollte ich auswählen, um sowohl den Echoausschnitt, Höhen- oder Kippverstellung als auch die Tilt-Test Funktion zu erhalten und gleichzeitig zusätzliche teure Investitionen und Platzbedarf zu vermeiden?

Entdecken Sie die Innovation der elektrisch höhen- und kippverstellbaren Echokardiographie-Liege Modell 2095 E von Dewert mit Echoausschnitt. Diese Echoliege bietet Ihnen maximale Flexibilität für unterschiedliche medizinische Eingriffe und ist perfekt geeignet für Versorgungszentren und Spezialpraxen.

Die elektrische Kippverstellung ermöglicht eine stufenlose Einstellung der Liegefläche von 0° bis +85° in nur 22 Sekunden, während die Höhenverstellung von 62 bis 93 cm in 34 Sekunden erfolgt. Das Modell 2095 ist auch in der senkrechten Position höhenverstellbar, was sie ideal für die Therapie, Traktionsbehandlung, Kipptischuntersuchung und Tilt-Tests macht.

Das hochwertige Liegenpolster aus Schichtholz und Kunstlederbezug von skai bietet höchsten Komfort für Ihre Patienten und ist äußerst schmutzresistent und leicht zu reinigen. Die Ober- und Unterseite des Polsters ist komplett mit Kunstleder bezogen. Die Polsterbezüge bestehen aus Skai Toronto EN Kunstleder, das mit einer revolutionären Technologie hergestellt wird und eine extrem lange Lebensdauer bietet. Diese Bezüge können problemlos mit einer Vielzahl von Desinfektionsmitteln oder alkoholbasierten Lösungen wie z.B. 70%-Isopropanol desinfiziert werden. Zudem lassen sich viele Verschmutzungen rückstandslos entfernen, indem Sie geeignete Reinigungsmittel verwenden. Sorgen Sie für eine hygienische und gepflegte Umgebung in Ihrer Praxis mit dieser fortschrittlichen Praxisliege.

Die zweiteilige Liegefläche besteht aus einem Kopfteil mit Echoausschnitt (Abmessungen: Länge 30 cm x Tiefe 25 cm, Ausschnittsseite: Patientenrückenlage links) und einem festen Fußteil.

Die Echokardiographie-Liege mit Tilt-Funktion 2095 E verfügt über einen Motor mit Niedervoltsteuerung und integrierter Sicherheitsfunktion, der erst nach Doppeltipp aktiviert wird, um den neuesten BfArM-Empfehlungen zu entsprechen. Die Liege ist "Hergestellt in Deutschland" nach den Richtlinien (EU)2017/745 (MDR) und belastbar bis zu 180 kg, je nach Kraftbemessung des Motors.

Die robuste Gestellkonstruktion mit Twin-Scherensystem gewährleistet hohe Kraftübertragung und Standsicherheit. Die verwendeten dickwandigen Stahlrohre mit Wandstärken bis zu 3,5 mm und massiven Achsen mit Ø 20 mm sorgen für Langlebigkeit und Stabilität. Die spielfreien Rollenführungen nehmen vertikale und horizontale Kräfte optimal auf, während das hohe Eigengewicht und die weit auseinanderstehenden Füße zusätzliche Stabilität bieten.

Einen Komfort bieten die vielfältigen Ausstattungsoptionen wie die fahrbaren Doppelrollen, die gepolsterte Fußstütze (Stehplatte) sowie Befestigungsschienen zur Aufnahme von Zubehör.

Die Echokardiographie-Liege Modell 2095 E ist die ideale Wahl für anspruchsvolle medizinische Praxen und Einrichtungen, die höchste Standards und fortschrittliche Technologie suchen. Investieren Sie in die Zukunft Ihrer medizinischen Einrichtung und bieten Sie Ihren Patienten eine moderne, flexible und komfortable Umgebung für Untersuchungen und Behandlungen. Vertrauen Sie auf die bewährte Qualität und Technologie von Dewert für Ihre medizinischen Ansprüche und vereinbaren Sie jetzt ein kostenfreies Beratungsgespräch mit unserem Experten-Team.



Das Produkt Stehbrett für Echokardiographie und Kipptischuntersuchung mit Tilt-Funktion | Modell 2095 E

Produktinformation:

Grundausrüstung:

- Liegefläche 2-teilig
- Elektromotorische Höhenverstellung von 62 bis 93 cm in 34 Sek.
- Konstante Verstellgeschwindigkeit auch bei hoher Last
- Elektromotorische Kippverstellung von 0° bis +85° in 22 Sek.
- Ableitstecker zum Potentialausgleich nach DIN 42801
- Echoausschnitt im Kopfteil mit Füllpolster zum Verschließen
- Liege fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Doppelrollen 75 mm
- Länge der Liegefläche: 193 cm, Gesamtlänge der Liege: 196 cm
- Breite der Liegefläche: 70/80 cm, Gesamtbreite: 85/95 cm
- Belastbarkeit: 180 kg (Patient in liegender Position)
- Regelmäßige Prüfung mit der 4-fachen maximalen Belastung (720 kg)
- Bitte beachten: Notwendige Raumhöhe: 2,45 m
- Dewert-Hygiene-Ausrüstung

Elektromotorische Verstellung:

- Elektromotorische Höhenverstellung per Fuß- oder Handschalter
- Integriertes Sicherheitskonzept (nach neuester BfArM-Empfehlung):
 - Aktivierung des Antriebes durch "Doppeltipp"-Freischaltung, automatische Sperrung bei Nicht-Benutzung
 - Aktiver Freilauf des Elektromotors für die Höhenverstellung in Abwärtsrichtung mit automatischem Auskuppeln bei Widerstand, Unterbrechung des Kraftschlusses
- Elektromotorische Kippverstellung per Handschalter
- Optionale elektromotorische Verstellung der Fußplatte per Handschalter

Ausrüstung:

- Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Doppelrollen Ø 75 mm
- Gepolsterte Fußstütze (Stehplatte): abnehmbar bzw. optional motorisch verstellbar
- Je eine Befestigungsschiene auf beiden Seiten der Liegefläche zur Aufnahme von Zubehör
- Ableitstecker zum Potentialausgleich nach DIN 42801
- Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Doppelrollen 75 mm
- Gepolsterte Fußstütze (Stehplatte): Fußstütze einsteckbar in 2 angeschweißten Verbindungskloben, abnehmbar bzw. optional motorisch verstellbar
- Je 1 Befestigungsschiene (25 x 25 mm) links und rechts der Liegefläche zur Aufnahme von Zubehör
- Ableitstecker zum Potentialausgleich nach DIN 42801

Gestell:

- Robuste Gestellkonstruktion, seit vielen Jahren im anspruchsvollen Krankenhaus-Alltag bewährt
- Liegengestell mit stabilem Twin-Scherensystem, dadurch hohe Kraftübertragung möglich
- Verwendung dickwandiger Stahlrohre mit Wandstärken bis 3,5 mm und massiver Achsen mit Ø 20 mm

- Spielfreie Rollenführungen zur Aufnahme der vertikalen und horizontalen Kräfte
- Fahrbar auf 4 Doppel-Rad-Rollen 75 mm ø, Rollen einzeln feststellbar
- Mit Fußstütze (Stehplatte) gepolstert
- Fußstütze einsteckbar in 2 angeschweißten Verbindungskloben, abnehmbar
- Je 1 Befestigungsschiene (25 x 25 mm) links und rechts der Liegefläche zur Aufnahme von Zubehör
- Einfache Hygiene durch offene Bauweise und gute Zugänglichkeit
- Hohe Standsicherheit durch hohes Eigengewicht
- Hohe maximale Belastbarkeit von 180 kg mit der 4-fachen maximalen Belastung geprüft

Polsteraufteilung und Verstellung:

- Liegefläche 2-teilig
- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder bis +45° verstellbar
- Kopfteillänge: 80 cm
- Mit Echoausschnitt im Kopfteil:
 - Abmessungen: Länge 30 cm x Tiefe 25 cm
 - Ausschnittseite: Patientenrückenlage links
 - Mit Füllpolster zum Verschließen
- Fußteil fest, Fußteillänge: 113 cm

Polsteraufbau:

- Polsterteilstärke 80 mm
- Trägerplatte bestehend aus massivem 18mm-Schichtholz mit zusätzlicher Aufdoppelung
- 2-lagiger homogener Polyurethan-Schaumstoff (kein Verbundschaum) mit RG 75
- Polsterecken gerade, abgenäht
- Dewert-Hygiene-Ausstattung:
 - Scharnierabdeckung aus identischem Bezugsmaterial
 - Polsterunterseite komplett mit Kunstleder bezogen
 - Entlüftungsöffnungen an der Polsterunterseite
 - Einfache Hygiene durch offene Bauweise
 - Polsterbezugsmaterial Skai Toronto EN mit staynu

Die Fertigung in weiteren Abmessungen und mit Sonderzubehör ist auf Anfrage möglich!

Technische Daten:

Abmessungen

- Länge [cm]: 196, Sondermaß möglich
- Breite [cm]: 70, 80, Sondermaß möglich
- Höhe [cm]: 62-93, Sondermaß möglich
- Polsterstärken [mm]: 80

Allgemein

- Einsatzbereich: Untersuchung, Operation, Therapie & Reha
- Belastbarkeit [kg]: 180, nach IEC 60601 mit 4-facher statischer Last geprüft
- Eigenschaften, Kriterien: Mobil (Laufrollen, Rädergestell), Elektrisch ableitfähig, Trendelenburg,

Schrägstellung, Zubehör (Gitter, Halter, etc.), Sonderanfertigung möglich

- Besonderheiten: Elektrische Höhen- & Kippverstellung (0° bis +85°), Potentialausgleich nach DIN 42801, Echoausschnitt im Kopf-Rückenteil mit Füllpolster
- Herstellerportrait: [K.H. Dewert](#)
- Hersteller: Dewert
- Serie: Stehbretter
- Modell: 2095
- Versandart: Spedition

Gestell

- Mobilität, Fahrbarkeit: Laufrollen einzeln verstellbar
- Höhenverstellung: Elektrisch
- Gestellform: Scherengestell (Lotrecht)
- Gestellmaterial: Stahl beschichtet

Polster

- Polster Segmente: Kopfteil, Kopf-Rückenteil (vereint), Liegefläche, Fußteil
- Polsterbasis: Multiplex-, Schichtholz-, Sperrholz-, Siebdruckplatte
- Polster Position, Lagerung: Liegeposition, Sitz- / halbsitzende Position, Trendelenburg
- Kopfteilverstellart: per Gasdruckfeder
- Kopfteilverstellwinkel: 0° bis +45°
- Rückenteilverstellart: per Gasdruckfeder
- Rückenteilverstellwinkel: 0° bis +45°
- Sitz- Beckenteilverstellart: keine
- Beinteilverstellart: keine
- Fußteilverstellart: keine
- Schaumstoff: PUR ≥ RG 50 - (>50 kg/cbm)
- Polsterbezug Eigenschaften: phthalatefrei, desinfektionsmittelbeständig, Öko-Tex Standard, biokompatibel, flammhemmend EN 1021 1+2, UV beständig, lichteht, abriebfest, reißfest, ledertypisch, elastisch, angenehm weich, wasserabweisend, blutbeständig, urinbeständig, öl- & fettbeständig, schweißbeständig, pflegeleicht, sehr leicht zu reinigen, vegan, antimikrobiell, antibakteriell oder antimykotisch, antistatisch, ableitfähig
- Polsterbezug-Farbauswahl: Alle Farben der Farbkarte & Sonderfarben möglich
- Polsterbezug Abrieb, Martindale: ≥ 200.000 Zyklen, ≥ 300.000 Zyklen

Polsterbezüge und Polsterfarben:

NEU: skai® Toronto EN mit staynu Technologie

Hochwertiges skai Polstermaterial mit klassischer Lederprägung. Dank innovativer Finishierung mit der skai staynu Technologie ist das Material hoch fleckunempfindlich und sehr reinigungsfreundlich und schützt die Oberfläche wie nie zuvor. Das Material ist nahezu resistent gegen sämtliche Alltagsverschmutzung und kann mit alkoholbasieren Lösungen (z.B. 70%-Isopropanol) gereinigt werden.

Selbst hartnäckige Flecken von Blut, Schweiß, Körperfett, Urin, Jod/Betaisodona, Kugelschreiben, Permanent-Marker, Lippenstift, Schuhcreme/Lederfarbe, Jeanshosenabfärbungen können auch noch nach vielen Stunden vom Polsterbezug entfernt werden. **Eigenschaften:** Weich und dehnfähig, lichteht (Stufe

6), pflegeleicht, leicht zu reinigen, öl- & fettbeständig, phthalatfrei, desinfektionsmittelbeständig, vegan, nachhaltig, schweiß, urin- & blutbeständig. Erfüllt die europäischen Medizinprodukte-Verordnung (MDR).

DIN EN 1021-1+2, BS 5852 IS-0+1, MVSS302, abriebfest, langlebig, reißfest, DIN EN ISO 5470-2, > 300 000 Martindale, DIN EN ISO 105-BSO2, DIN EN ISO 10993-5+10. Materialzusammensetzung: ca. 84% PVC-Compound, ca. 16% PES-Gestrick, Gewicht: 740 +/- 50 g/m, Dicke: 1,3 +/- 0,2 mm





Deep Sea
(F64710 17 /18)



Schiefer
(F6471012)



Anthrazit
(F6471015)



Schwarz
(F64710169)

Kunstleder PANDORIA PLUS (Dezente Optik mit feiner Mikroporenstruktur)

Antibakteriell nach JIS Z 2801, antimikrobiell, besonders desinfektionsmittelbeständig, besonders schweiß-, urin- und blutbeständig, schwer entflammbar, besonders abriebfest, lichtecht, reiß- und weiterreißfest, langlebig, pflegeleicht und besonders öl- und fettbeständig. MPG DIN ISO 10993-5+10
Eigenschaften: Gewicht: 800 +/- 50g/qm, Dicke 1,35 +/- 0,2 mm, **Abrieb > 300.000.**

[Skai-Clean-Care](#) | [Skai-Desinfektionsmittelempfehlung](#) | [Kein-Latex-Garantie](#)



Weiß
(F6413046)



Hellbeige
(F6413047)



Kiesel
(F6413048)



Birke
(F6413049)



Smoke
(F6413050)



Schoko
(F6413051)



Silber
(F6413075)



Platin
(F6413053)



Anthrazit
(F6413076)



Gletscher
(F6413055)



Sky
(F6413074)



Smaragd
(F6413073)



Kirsche
(F6413079)



Fuchsia
(F6413078)



Royal
(F6413056)



Mais
(F6413057)



Feuer
(F6413058)



Limone
(F6413054)



Kaktus
(F6413077)



Schwarz
(F6413052)

skai® Mano-S Kunstleder

Hochwertig, widerstandsfähig und chic. Die elegante Kalbsledernarbung macht auch im medizinischen Bereich eine gute Figur. Die Oberfläche ist elektrisch leitfähig und ist für alle Bereiche bestens geeignet, in denen die elektrostatische Aufladung vermieden werden muss. Dieses spezielle Bezugsmaterial skai-Mano-S gibt es ausschließlich in schwarz.

Eigenschaften:

Material: ca. 90 % PVC-Compound, ca. 10 % BW/PES-Gestrick Gewicht: 650 +/- 50 g/m2 Materialstärke: 1,1 +/- 0,2 mm, elektrisch leitfähig, langlebig, reißfest, lichtecht, vegan und desinfektionsmittelbeständig

Pflegehinweise:

Bitte unbedingt beachten! Mit wenig klarem Wasser oder einer PH-neutralen Seifenlösung und einer weichen Bürste oder einem Microfasertuch reinigen und anschließend mit einem weichen Tuch trocknen.

Verschmutzungen durch Öle, Fette und Tinte bitte umgehend entfernen.

Ungeeignet sind unverdünnter Alkohol, unverdünntes Aceton, alle Lösungs- und Reinigungsmittel, Scheuermittel, Perchlorethylen, alle Arten von Wachs und Trichlorethylen. Diese Produkte können die Beschichtung der Bezüge beschädigen und rissig machen.



Schwarz Leitfähig
(F6461486)

Ihr Fach-Onlineshop für medizinische Liegen und Geräte



Wir liefern Ihnen durchdachte und zertifizierte medizinische Liegen und Geräte und stehen für einen exzellenten Kundenservice. Nutzen Sie die Vorteile des direkten, einfachen und sicheren Online-Shoppings.

Neuheiten werden unter Einbeziehung von praktizierenden Ärzten und der Konstruktionsabteilung entwickelt. Patente, die angemeldet werden, sind das Ergebnis solch einer Zusammenarbeit.

Dank der Verwendung hochwertiger und teilweise auch exklusiver Werkstoffe weisen die Produkte eine hervorragende Material- und Verarbeitungsqualität auf. Die technische Weiterentwicklung ist ein logischer Weg Richtung Zukunft. Dafür arbeiten wir. Darauf können Sie sich verlassen. Jeden Tag!

Qualitätsmanagement und intensive Kontrollen in unserem Hause geben Ihnen das gute Gefühl, mit Medizina die richtige Entscheidung zu treffen.

Überzeugen Sie sich selbst.
Sie haben Fragen? Beantworten wir gerne. Immer.

Dipl. Ing. Bernhard Brake
Geschäftsführung Medizina®



Sie haben Fragen?

Beantworten wir gerne. Immer.

Medizina GmbH & Co. KG
Am Stadion 2-4
D-26871 Papenburg

(Mo.-Fr. 8:30 - 17:00 Uhr)

[0800 001 006 8 \(DE\)](tel:0800 001 006 8)

Telefon: [+49 \(0\) 4961 - 990 3 220](tel:+49 (0) 4961 - 990 3 220)

Telefax: +49 (0) 4961 - 990 3 225

Email: service@medizina.de