



## **Behandlungsstuhl, Multifunktionsliege »Multiline Next IT«**

**Flexibel und kompakt: Die Infusions- und Transfusionsliege mit bis zu 4 Motoren für maximalen Patientenkomfort**

Die »Multiline Next IT« ist eine kompakte Infusions- und Transfusionsliege mit bis zu 4 Motoren für stufenlose Verstellmöglichkeiten von Rücken-, Sitz- und Beinteil- und Trendelenburglagerung, optional

Höhenverstellung. Sie bietet höchsten Komfort und Sicherheit in onkologischen Tageskliniken und anderen medizinischen Bereichen.

## **Preis ab: 2.617,00 € zzgl. MwSt.**

### **Die perfekte Liege für beengte Räumlichkeiten und anspruchsvolle medizinische Behandlungen**

In medizinischen Einrichtungen, insbesondere in Praxen und Tageskliniken, ist Platz oft Mangelware. Wie finden Sie eine multifunktionale Lösung, die gleichzeitig kompakt und leistungsfähig ist?

Die »Multiline Next IT« von Greiner bietet mit ihren 4 Motoren und platzsparendem Design eine ideale Lösung für beengte Räume. Sie ermöglicht eine stufenlose Verstellung von Rücken-, Sitz- und Beinteil und bietet dank der optionalen Höhenverstellung zusätzlich Komfort. Die Liege erfüllt die Anforderungen der Infusions- und Transfusionsmedizin sowie von onkologischen Tageskliniken, ohne auf Komfort und Sicherheit für Patienten zu verzichten

### **Multifunktionale Infusions- und Transfusionsliege »Multiline Next IT«**

Die »Multiline Next IT« ist eine kompakte und dennoch hochfunktionale Infusions- und Transfusionsliege, die sich durch ihre Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit auszeichnet. Dank der optionalen Ausstattung mit bis zu 4 Motoren können Rücken-, Sitz- und Beinteil individuell eingestellt werden. Dies ermöglicht eine Vielzahl von Positionen, die auf die spezifischen Bedürfnisse der Patienten abgestimmt sind.

Patienten und Pflegeteam müssen auf keine Annehmlichkeiten und Leistungsmerkmale verzichten, vielmehr bringt die Liege die Patienten rasch in eine möglichst angenehme Position für die Therapie. Mit 60-cm-Sitzbreite und der senkrechten Anwinkelung des Beinteils kann sie wie ein Stuhl eingesetzt werden. Die bequeme, extra weiche Polsterung, patienten- und therapiegerechte Armstützen sowie das vielseitige Ausstattungsangebot machen die Multiline Next IT zur Liege der neuesten Generation.

### **Flexibilität und Komfort**

Die Liege ist besonders in beengten Räumlichkeiten wie onkologischen Tageskliniken oder Arztpraxen von Vorteil, da sie trotz ihrer kompakten Bauweise den Komfort und die Sicherheit vollständer ausgestatteter Modelle bietet. Die Trendelenburg-Lagerung sorgt in Notfällen für zusätzliche Sicherheit. Für den Notfall ist die Trendelenburglagerung möglich. Die Anforderungen von onkologischen Tageskliniken, der Infusions- und Transfusionsmedizin werden mit der »Multiline Next IT« in vollem Umfang erfüllt.

### **Ergonomisches Design**

Mit einer Sitzbreite von 60 cm und der Möglichkeit, das Beinteil in einem Winkel von 90° zu verstellen, kann die »Multiline Next IT« auch als medizinischer Stuhl genutzt werden. Dies erleichtert den Einstieg für Patienten erheblich. Die extra weiche Polsterung und die gepolsterten Armlehnen sorgen für einen hohen Komfort, auch bei längeren Behandlungen wie der Chemotherapie.

### **Hochwertige Materialien und Verarbeitung**

Die Liege wird in Deutschland nach den MDR-Richtlinien gefertigt und überzeugt durch hochwertige

Materialien. Das Bezugsmaterial ist nicht nur strapazierfähig, sondern auch schwer entflammbar, antibakteriell und pflegeleicht. Die maximale Belastbarkeit beträgt 220 kg, was die Liege auch für schwerere Patienten geeignet macht.

## **Technologie und Ausstattung**

Das optionale Modell mit vier Motoren bietet eine elektrische Höhenverstellung, die eine Sitzhöhe von 54 cm bis 75 cm ermöglicht. Die stufenlose Verstellbarkeit und die leichtgängigen Rollen mit Zentralarretierung sorgen für eine einfache Handhabung im Alltag. Alle technischen Funktionen sind intuitiv bedienbar und bieten sowohl dem medizinischen Personal als auch den Patienten maximalen Komfort und Sicherheit.

## **Elektrische Leitfähigkeit**

Die optional erhältliche elektrische Leitfähigkeit gewährleisten Sie durch die entsprechenden Rollen (unter dem Punkt Ausführung: -höhenverstellbar, Zentralarretierung und -höhenverstellbar, Zentralarretierung, ausklappbare Fußstütze) sowie das entsprechende leitfähige Polster (schwarz).

## **Kompakte Form auf engem Raum**

Diese neu entwickelte Behandlungsliege verbindet die Leistungsfähigkeit hoch technisch ausgestatteter Liegen mit kompakter Form. Einfacher Einstieg, leichtgängige Rollen, verständliche Funktionen, stufenlos motorisierte Bewegungsabläufe in die Wunschposition, angenehme Armstützen und freundliche Farben der komfortablen Polsterung geben der Liege ihr Gesicht. Patientenkomfort, Ergonomie und Effizienz stehen im Mittelpunkt, wenn sie Patienten bei der über Stunden andauernden Chemotherapie beste Behandlungsbedingungen bietet.

## **Infusionsliege und Transfusionsliege nach Maß**

Sie können die Behandlungsliegen maßgerecht für Ihre Erfordernisse ausstatten. Bezug und Polster wählen Sie ganz individuell. Premium Bezugstoff und Polsterung bieten extra weiche, strapazierfähige Oberflächen und unterstützen durch ein elastisch-dynamisches Federsystem im Sitzteil die physiologische Bewegungsfreiheit von Wirbelsäule, Becken und Hüfte. Daraus resultiert eine angenehme Druckentlastung für die Patienten. Ebenso setzen die MULTILINE 5-Punkt-Armauflagen Maßstäbe, weil sie erstmals in 5 Richtungen bewegt werden können.



## Eine Investition in Funktionalität, Komfort und Sicherheit

Mit der »Multiline Next IT« investieren Sie in eine Liege, die nicht nur höchsten Komfort für Ihre Patienten bietet, sondern auch Ihre Arbeitsabläufe in der Klinik oder Praxis optimiert. Die stufenlose motorische Verstellung ermöglicht eine schnelle Anpassung der Liege an die Bedürfnisse jedes Patienten, während das ergonomische Design und die weichen Polster für eine angenehme und entspannte Behandlung sorgen.

Verlassen Sie sich auf die bewährte Qualität von Greiner, die für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit steht. Diese multifunktionale Liege ist der perfekte Begleiter für Ihre tägliche Arbeit in der Infusions- und Transfusionsmedizin. Vereinbaren Sie noch heute ein [kostenfreies Beratungsgespräch](#) mit unseren Experten und lassen Sie sich überzeugen.

## Technische Daten:

### Abmessungen

- Länge [cm]: 196
- Breite [cm]: 78
- Höhe [cm]: 56, 54 bis 75
- Polsterstärken [mm]: 75
- Sitzbreite [cm]: 60
- Sitzhöhe [cm]: 56, 54 bis 75

### Allgemein

- Einsatzbereich: Untersuchung, Therapie & Reha, Pflege
- Belastbarkeit [kg]: 220
- Polster Verstellmöglichkeiten: Rückenteil, Armteil(e), Beinteil(e)
- Eigenschaften, Kriterien: Mobil (Laufrollen / Rädergestell), Extra tief ( $\leq 50\text{cm}$ ) / barrierefreier Aufstieg, Adipositas / Schwerlast ( $\geq 225\text{ kg}$ ), Zubehör (Gitter / Halter / etc.)
- Besonderheiten: Länge Liegeposition 192 cm, Stellfläche: 110 cm, Breite 60 cm, Einstiegshöhe 54 cm, Höhenverstellung: (54-75 cm), Polsterstärke: 7,5 cm, Rücken  $-5^\circ$  bis  $78^\circ$ , Sitzteil 0 bis  $22^\circ$ , Beinteil 0 bis  $90^\circ$ , Fahrgeschwindigkeit von Sitz in Trendelenburgposition 11 s.
- Herstellerportrait: [Greiner GmbH](#)
- Hersteller: Greiner
- Modell: IT
- Versandart: Spedition

### Gestell

- Höhenverstellung: Elektrisch, Akku
- Gestellform: Hubsäule
- Gestellmaterial: Stahl beschichtet

### Polster

- Polster Segmente: Kopf-Rückenteil (vereint), Armablagen, Liegefläche, Sitzteil bzw. Mittelteil, Fußteil, Beinteil & Fußteil (separat)
- Polster Position, Lagerung: Liegeposition, Sitz- / halbsitzende Position, Relaxposition / Beach-Chair /

- Herzbett, Trendelenburg
- Kopfteilverstellart: elektrisch
  - Rückenteilverstellart: elektrisch
  - Rückenteilverstellwinkel: 0° bis +90°
  - Sitz- Beckenteilverstellart: elektrisch
  - Beinteilverstellart: elektrisch
  - Beinteilverstellwinkel: 0° bis -90°
  - Fußteilverstellart: keine, elektrisch
  - Polsterbezug Eigenschaften: phthalatefrei, desinfektionsmittelbeständig, Öko-Tex Standard, biokompatibel, flammhemmend EN 1021 1+2, UV beständig / lichtecht, abriebfest, ledertypisch, elastisch / angenehm weich, wasserabweisend, blutbeständig, urinbeständig, öl- & fettbeständig, schweißbeständig, pflegeleicht, vegan
  - Polsterbezug-Farbauswahl: Alle Farben der Farbkarte & Sonderfarben möglich
  - Polsterbezug Abrieb, Martindale: ≥ 100.000 Zyklen, ≥ 300.000 Zyklen

## Produkt-Informationen

### Überblick

- Vollständig neues Konzept in Design, Technologie und Leistungsmerkmalen, leichtgängige Mobilität auf Wunsch mit Zentralarretierung
- Ausstattung der Infusionsliege und Transfusionsliege mit 3 Motoren für die stufenlose Verstellung von Rücken-, Sitz- und Beinteil bis zur Wunschposition und im Notfall Trendelenburglagerung
- Komfortable Polsterung in vielen Farben, Sitz- und Liegekomfort auf hohem Niveau, perfekte Hygiene mit einem Minimum an Nähten
- Einzigartige Konstruktion mit 90° Neigung des Beinteils – perfekt für Ein- und Ausstieg wie auf einen Stuhl, minimaler Platzbedarf
- Vielseitige Design- und Ausstattungsvarianten der Infusionsliege zur Anpassung an jedes Praxiskonzept
- Zuverlässige Sicherheit durch unabhängig geprüftes System
- max. Patientengewicht 220 kg
- Gestellfarbe: RAL 7047

### Technische Daten

#### Abmessungen

- Länge Stuhlposition (Stellfläche): 110 cm
- Länge Liegeposition: 92 cm
- Breite: 78 cm
- Länge Liegefläche: 192 cm
- Breite Liegefläche: 60 cm
- Stärke Liegefläche: 7,5 cm
- Länge Armlehne: 56 cm
- Breite Armlehne: 12 cm
- Rollendurchmesser: 10 cm
- Länge Fußauftritt: ca 15,5 cm

- Länge Fußteil mit Auftritt: ca. 37,5 cm
- Breite Fußteil mit Auftritt: 52 cm
- Länge starres Fußteil: 42 cm
- Breite Starres Fußteil: ca 52,5 cm
- Einstiegshöhe 56 cm,
- Höhenhub: 54 - 75 cm

### **Neigungsverstellung**

- Rücken: -5° bis 78°
- Sitzteil: 0 bis 22°
- Beinteil: 0 bis 90°

### **Technische Daten**

- Fahrgeschwindigkeit von Sitz in Trendelenburgposition: 11 s
- max. Patientengewicht: 220 kg
- Spannung: 230V/ 50-60Hz; 110V/ 50-60Hz
- Gewicht: 78 kg

### **Relax-Position / Zero-Gravity**

Die Relax-Position, auch als Zero-Gravity-Position bekannt, ist eine therapeutische Einstellung, bei der die Beine des Patienten leicht angehoben und der Rücken leicht geneigt wird. Diese Position simuliert eine Schwerelosigkeit (Zero-Gravity), wie sie im Weltraum auftritt. Sie reduziert den Druck auf die Wirbelsäule und verbessert die Blutzirkulation, was zu einer tiefen Entspannung führt. In der Relax-Position sind die Beine höher als das Herz, wodurch Stress auf das Herz minimiert und der Blutfluss gefördert wird. Diese Position ist besonders geeignet für lange Behandlungen, wie z. B. bei Chemotherapien, da sie den Patienten über Stunden hinweg maximalen Komfort bietet.

### **Bettlage**

Die Bettlage ist eine vollständige Liegeposition, in der der Patient flach auf dem Rücken liegt. Rücken-, Sitz- und Beinteil der Liege sind in einer horizontalen Linie ausgerichtet, wodurch der Patient in eine entspannte und gestreckte Position gebracht wird. Diese Lage wird oft für längere Ruhephasen, Untersuchungen oder Therapien verwendet, bei denen eine vollständige Entspannung und Liegeposition erforderlich ist. Sie bietet einen hohen Komfort für Patienten, die längere Zeit liegen müssen, und eignet sich auch hervorragend für Erholungsphasen nach Operationen oder intensiven Behandlungen.

### **Trendelenburg**

Die Trendelenburg-Position ist eine spezielle medizinische Lagerung, bei der der Kopf des Patienten tiefer liegt als die Füße. Diese Position wird vor allem in Notfällen oder bei bestimmten medizinischen Eingriffen genutzt, da sie den Blutfluss zum Oberkörper und Gehirn fördert und gleichzeitig den Kreislauf stabilisiert. Die »Multiline Next IT« kann stufenlos in diese Position gebracht werden, was besonders in kritischen Momenten von Vorteil ist. Die Trendelenburg-Lagerung wird beispielsweise bei Schockzuständen oder Kreislaufproblemen angewendet, um den Blutdruck schnell zu regulieren und die Sauerstoffversorgung des Gehirns zu unterstützen.

## Polsterbezüge und Polsterfarben:

### Kunstleder Compact (Vowaled Pisa)

Eigenschaften: flammhemmend nach DIN EN 1021-1+2 - flammhemmend nach DIN 75200 / FMVSS 302 - biokompatibel nach DIN EN ISO 10993-5- confidence in textiles - Geprüft auf Schadstoffe nach Standard 100 by OEKO-Tex®- IMO FTPC Annex 1, Part 8 -U.S. Coast Guard Nr. 164.144 - MED council directive 96/98 EC - beständig gegen Meer- und Chlorwasser - desinfektionsmittelbeständig - frei von: AZO\*\*, PCP, Cd, Pb, Sb, Cr(VI), Ni, As, Hg - \*\* keine Verwendung von verbotenen bzw. gelisteten AZO-Farbstoffen, urin- und blutbeständig, kratzfest, schmutzunempfindlich, langlebig. Desinfektion: zur Wischdesinfektion mit alkoholfreiem Flächendesinfektionsmittel geeignet. Flammschutz: FMVSS 302, DIN EN 1021 1+2 u.a. Abriebfestigkeit: geprüft nach Martindale > 100.000 Zyklen

[Vowaled-Clean-Care](#) | [Vowaled-Desinfektionsmittelempfehlung](#)





Zitrone -  
(C500)



Orange -  
(C530)



Rosso -  
(C637)



Fuchsia -  
(C610)

### Kunstleder Premium (Spradling Dolce)

Eigenschaften: Biokompatibel, hitzebeständig, desinfektionsmittelbeständig, urin- und blutbeständig, kratzfest, schmutzunempfindlich, langlebig. Schimmelbeständige Trägerschicht und Oberfläche. UV-Beständigkeit XENOTEST DIN 54004/NTC 1479 - Blauwollskala. Kältebruchresistenz bis -23 °C. Desinfektion: zur Wischdesinfektion mit alkoholfreiem Flächendesinfektionsmittel geeignet. Flammschutz: FMVSS 302, DIN EN 1021 1+2 u.a. Abriebfestigkeit: geprüft nach Martindale > 300.000 Zyklen

### Spradling-Clean-Care



Weiss  
(P800)



Lichtgrau  
(P200)



Gras  
(P400)



Mokka  
(P300)



Schokolade  
(P310)



Karmin  
(P600)



Aqua  
(P700)



Navy  
(P710)



Schwarz  
(P100)

## Ihr Fach-Onlineshop für medizinische Liegen und Geräte



Wir liefern Ihnen durchdachte und zertifizierte medizinische Liegen und Geräte und stehen für einen exzellenten Kundenservice. Nutzen Sie die Vorteile des direkten, einfachen und sicheren Online-Shoppings.

Neuheiten werden unter Einbeziehung von praktizierenden Ärzten und der Konstruktionsabteilung entwickelt. Patente, die angemeldet werden, sind das Ergebnis solch einer Zusammenarbeit.

Dank der Verwendung hochwertiger und teilweise auch exklusiver Werkstoffe weisen die Produkte eine hervorragende Material- und Verarbeitungsqualität auf. Die technische Weiterentwicklung ist ein logischer Weg Richtung Zukunft. Dafür arbeiten wir. Darauf können Sie sich verlassen. Jeden Tag!

Qualitätsmanagement und intensive Kontrollen in unserem Hause geben Ihnen das gute Gefühl, mit Medizina die richtige Entscheidung zu treffen.

Überzeugen Sie sich selbst.  
Sie haben Fragen? Beantworten wir gerne. Immer.

Dipl. Ing. Bernhard Brake  
Gründer von Medizina®



## Sie haben Fragen?

Beantworten wir gerne. Immer.

MEDIZINA GmbH  
Am Stadion 2-4  
D-26871 Papenburg

(Mo.-Fr. 8:30 - 17:00 Uhr)

[0800 001 006 8 \(DE\)](tel:08000010068)

Telefon: [+49 \(0\) 4961 - 990 3 220](tel:+49049619903220)

Telefax: +49 (0) 4961 - 990 3 225

Email: [service@medizina.de](mailto:service@medizina.de)