



Geeichte Rollstuhlwaage »MWS«

Geeichte Rollstuhlwaage mit niedriger Bauhöhe für bequemes Auffahren. Wägebereich bis max. 300 kg, Ablesbarkeit 100 g.

Preis: 1.579,00 €

Regulärer Preis: 1.400,00 € zzgl. MwSt.


Rollstuhlwaage MWS geeicht

Geeichte Rollstuhlwaage mit niedriger Bauhöhe für bequemes Auffahren.

Für eichpflichtige Anwendung die Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Eichung ist nicht möglich!

Geeichte Waagen müssen innerhalb von 6 Wochen nach Inbetriebnahme beim Eichamt angemeldet werden:

[Anzeigepflicht gemäß § 32 MessEG.](#)



Das Produkt Geeichte Rollstuhlwaage »MWS«

Technische Daten, Merkmale:

- Versand komplett auf Palette. Maße, Bruttogewicht, Versandkosten bitte anfragen.
- Medizinzulassung nach 93/42/EWG (geeichtes Modell).
- Große Trittfläche mit rutschfreier und abriebfester Oberfläche, leicht und hygienisch zu reinigen.
- Niedrige Bauhöhe der Plattform sowie integrierte Auffahrrampen an beiden Seiten erleichtern das Auffahren.
- Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch höhenverstellbare Gummifüße.
- Dynamic-Weighing-Funktion, ideal für unruhig sitzende Patienten.
- BMI-Funktion zur Ermittlung von Normalgewicht/Übergewicht.
- Data Hold Funktion, bei Wägestillstand wird die Gewichtsanzeige automatisch bis zur Betätigung der HOLD-Taste "eingefroren".
- Wandhalterung zur Wandmontage des Anzeigegeräts serienmäßig.
- Waage kann mittels 2 Rollen und 1 Handgriff bequem transportiert und platzsparend verstaut werden.
- Pre-Tare Funktion für 5 Gewichtswerte.
- Batterie- und Netzbetrieb möglich. Batterien 6x 1.5V AA (nicht inklusive). Betriebsdauer ca. 50 h.
- Netzstecker mit Multi-Stecker für EU, CH, USA, AUSTRALIEN serienmäßig.
- Kabellänge Anzeigegerät ca. 180 cm.
- Abmessungen Wägeplatte B x T x H: 900 x 740 x 60 mm.
- Abmessungen Anzeigegerät B x T x H: 210 x 110 x 50 mm.
- Gesamtabmessungen B x T x H: 1155 x 800 x 80 mm.
- Nettogewicht ca. 28,4 kg.

Optionales Zubehör:

- Stativ zum Hochsetzen des Anzeigegerätes, Stativhöhe ca. 950 mm. Kern MWS-A01.
- Schnittstellenkabel RS 232C zum Anschluss eines externen Gerätes. Kern MPS-A08.
- Arbeitsschutzhaube über dem Anzeigegerät. Kern EOB-A02.

Modell	Wägebereich Max kg	Ablesbarkeit kg	Eichwert kg	Nettogewicht	Eichklasse
MWS 300K100M	300	0,1	0,1	ca. 28,4 kg	III
MWS 400K100DM	400	0,2	0,2	ca. 28,4 kg	III



Hinweis: Ausführung mit Eichzulassung bei Modellen mit Zusatz "M"

Für eichpflichtige Anwendungen ist eine Eichung notwendig. Eine nachträgliche Eichung ist nicht möglich, daher bitte gleich mitbestellen.

Technische Daten:

Allgemein

- Versandart: Spedition

Ihr Fach-Onlineshop für medizinische Liegen und Geräte



Wir liefern Ihnen durchdachte und zertifizierte medizinische Liegen und Geräte und stehen für einen exzellenten Kundenservice. Nutzen Sie die Vorteile des direkten, einfachen und sicheren Online-Shoppings.

Neuheiten werden unter Einbeziehung von praktizierenden Ärzten und der Konstruktionsabteilung entwickelt. Patente, die angemeldet werden, sind das Ergebnis solch einer Zusammenarbeit.

Dank der Verwendung hochwertiger und teilweise auch exklusiver Werkstoffe weisen die Produkte eine hervorragende Material- und Verarbeitungsqualität auf. Die technische Weiterentwicklung ist ein logischer Weg Richtung Zukunft. Dafür arbeiten wir. Darauf können Sie sich verlassen. Jeden Tag!

Qualitätsmanagement und intensive Kontrollen in unserem Hause geben Ihnen das gute Gefühl, mit Medizina die richtige Entscheidung zu treffen.

Überzeugen Sie sich selbst.
Sie haben Fragen? Beantworten wir gerne. Immer.

Dipl. Ing. Bernhard Brake
Geschäftsführung Medizina®



Sie haben Fragen?

Beantworten wir gerne. Immer.

Medizina GmbH & Co. KG
Am Stadion 2-4
D-26871 Papenburg

(Mo.-Fr. 8:30 - 17:00 Uhr)

[0800 001 006 8 \(DE\)](tel:08000010068)

Telefon: [+49 \(0\) 4961 - 990 3 220](tel:+49049619903220)

Telefax: +49 (0) 4961 - 990 3 225

Email: service@medizina.de