



## Therapieliege zur Lymphdrainage »Lymph 2880«

Therapieliege zur Lymphdrainage »Lymph 2880« /6-10 teilig mit einzeln verstellbaren Beinpolstern, Dachstellung, Gesamtschräglage und optional mit **zwei dreidimensional einstellbaren Armauflagen**. **NEU!** Motor mit Niedervoltsteuerung und integrierter Sicherheitsfunktion

**Preis: 3.750,00 €**

*Regulärer Preis: 3.958,00 € zzgl. MwSt.*

## Therapieliege zur Lymphdrainage »Lymph 2880« 6-10 teilig

So vielseitig wie die Möglichkeiten Ihrer Behandlung. Durch die multiplen Einstellungen bringen Sie Ihre Patienten genau in die Lage, die eine optimale Therapie verspricht. Von Kopf- und separater Fußteilverstellung bis Dachstellung sowie Gesamtschräglage ist alles möglich. Optional bekommen Sie dreidimensional einstellbare Armauflagen. Höhenverstellung? Sie haben die Wahl - elektrisch oder hydraulisch. Kopf-, Mittel- und Fußteile finden stufenlos per Gasdruckfeder die gewünschte Position. Robust und chic - Qualität bis ins Detail. Passen Sie das Design dem Look Ihrer Praxis an. Diverse Gestell- und Polsterfarben machen es möglich.

**Innovation mit hoher Schmutzresistenz und Reinigungsfreundlichkeit:** Polster Unterseite mit thermoplastischer PVC Folie bezogen. Polsterbezüge jetzt aus Skai Toronto EN Kunstleder mit revolutionärer Technologie und sehr langer Lebensdauer. Diese können mit vielen Desinfektionsmitteln oder alkoholbasierten Lösungen (z.B. 70%-Isopropanol) desinfiziert werden. Mit geeigneten Reinigungsmitteln lassen sich viele Verschmutzungen rückstandslos entfernen.

Die Therapieliege »Lymph 2880« ist ein hochwertiges Medizinprodukt »Made in Germany«, hergestellt nach MDR Richtlinien und belastbar bis zu 250 kg.

Sonderwünsche hören wir gern. Das Medizina-Team steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.



## Das Produkt Therapieliege zur Lymphdrainage »Lymph 2880«

### Produktinformation:

- **NEU!** Motor mit Niedervoltsteuerung und integrierter Sicherheitsfunktion (Aktivierung des Systems erst nach Doppeltipp). Wir folgen der aktualisierten Empfehlung des BfArM.
- Stabile Scherenkonstruktion, serienmäßig feststehend
- Motorische Verstellung, bedienbar durch Fußschalter (optional Handschalter), Verstellzeit min. - max.: 21 sec.
- Hydraulische Verstellung, bedienbar durch 2 Tritthebel, seitlich angeordnet
- Liegefläche sechsteilig
- Kopfteil mit Nasenschlitz und Abdeckung, stufenlos ca. 45° positiv und 40° negativ verstellbar durch Gasdruckfeder
- Kopfteil-Länge 550 mm
- Mittelteil zur Dachstellung verstellbar, gasfederunterstützt
- Mittelteil-Länge: 530 mm
- Fußteil 4-geteilt (quer- und längsgeteilt)
- Gesamte Fußteileinheit / jedes Beinteil ist positiv verstellbar bis 60° durch ein selbstfixierendes und spielfreies Stangensystem
- Zusätzlich ist das hintere Beinteil einzeln neigbar per Gasdruckfeder
- Fußteil / Beinteil-Längen: zum Mittelteil hin: 405 mm,
- Zum Fußende hin: 485 mm
- Jedes Beinteil kann separat verstellt und in Dachstellung gebracht werden.
- Durch Positionierung der Polsterteile ist eine Gesamtschräglage möglich
- Ausschließliche Verarbeitung mehrfach verleimter Schichtholzplatten
- Gepolstert mit mehrlagigem Polyschaum, Raumgewicht 46 und 75
- Kantenschutz 20 mm
- Polsterteilstärke 60 mm

### Abmessung:

- Länge: 1950 mm
- Beinteile Unterschenkel: 485 mm, Oberschenkel: 405 mm
- Kopfteil: 550 mm,
- Rumpfteil: 530 mm
- Breite: 700 mm
- Höhenverstellung elektrisch: 510 - 950 mm
- Höhenverstellung hydraulisch: 530 - 950 mm

### Neigungsverstellung:

- Kopfteil: ca. -40° bis +45°
- Beinteile: 0° bis 60°

## Technische Daten:

### Abmessungen

- Länge [cm]: 195, Sondermaß möglich

- Breite [cm]: 70, 80, Sondermaß möglich
- Höhe [cm]: 51, 95
- Polsterstärken [mm]: 60

## Allgemein

- Einsatzbereich: Untersuchung, Therapie & Reha
- Belastbarkeit [kg]: 250, nach IEC 60601 mit 4-facher statischer Last geprüft
- Eigenschaften, Kriterien: Extension, Flexion
- Besonderheiten: Verstellbare Beinpolster, Dachstellung, Gesamtschräglage, optional mit dreidimensional einstellbaren Armauflagen
- Herstellerportrait: [K.H. Dewert](#)
- Hersteller: Dewert
- Modell: 2880
- Versandart: Spedition

## Gestell

- Mobilität, Fahrbarkeit: Laufrollen einzeln verstellbar, Laufrollen zentral verstellbar, Rad Hebesystem
- Höhenverstellung: Hydraulisch (Pumphebel), Elektrisch
- Gestellform: Scherengestell (Lotrecht)
- Gestellmaterial: Stahl beschichtet

## Polster

- Polster Segmente: Kopfteil, Armablagen, Liegefläche, Sitzteil bzw. Mittelteil, Fußteil, Beinteil & Fußteil (separat)
- Polsterbasis: Multiplex-, Schichtholz-, Sperrholz-, Siebdruckplatte
- Polster Position, Lagerung: Liegeposition, Dachstellung, Stufen
- Kopfteilverstellart: per Gasdruckfeder, elektrisch
- Kopfteilverstellwinkel: -40° bis +45°
- Rückenteilverstellart: per Gasdruckfeder
- Rückenteilverstellwinkel: 0° bis +60°
- Sitz- Beckenteilverstellart: per Gasdruckfeder
- Beinteilverstellart: per Gasdruckfeder
- Beinteilverstellwinkel: 0° bis +60°
- Fußteilverstellart: per Gasdruckfeder
- Fußteilverstellwinkel: 0° bis +60°
- Schaumstoff: PUR ≥ RG 50 - (>50 kg/cbm)
- Polsterbezug Eigenschaften: phthalatfrei, Öko-Tex Standard, biokompatibel, flammhemmend EN 1021 1+2, UV beständig, lichtecht, schweißbeständig, antimikrobiell, antibakteriell oder antimykotisch
- Polsterbezug-Farbauswahl: Alle Farben der Farbkarte & Sonderfarben möglich
- Polsterbezug Abrieb, Martindale: ≥ 100.000 Zyklen, ≥ 200.000 Zyklen

## Polsterbezüge und Polsterfarben:

**NEU: skai® Toronto EN mit staynu Technologie**

Hochwertiges skai Polstermaterial mit klassischer Lederprägung. Dank innovativer Finishierung mit der skai staynu Technologie ist das Material hoch fleckunempfindlich und sehr reinigungsfreundlich und schützt die Oberfläche wie nie zuvor. Das Material ist nahezu resistent gegen sämtliche Alltagsverschmutzung und kann mit alkoholbasieren Lösungen (z.B. 70%-Isopropanol) gereinigt werden.

Selbst hartnäckige Flecken von Blut, Schweiß, Körperfett, Urin, Jod/Betaisodona, Kugelschreibern, Permanent-Marker, Lippenstift, Schuhcreme/Lederfarbe, Jeanshosenabfärbungen können auch noch nach vielen Stunden vom Polsterbezug entfernt werden. **Eigenschaften:** Weich und dehnfähig, lichtecht (Stufe 6), pflegeleicht, leicht zu reinigen, öl- & fettbeständig, phthalatfrei, desinfektionsmittelbeständig, vegan, nachhaltig, schweiß, urin- & blutbeständig. Erfüllt die europäischen Medizinprodukte-Verordnung (MDR).

DIN EN 1021-1+2, BS 5852 IS-0+1, MVSS302, abriebfest, langlebig, reißfest, DIN EN ISO 5470-2, > 300 000 Martindale, DIN EN ISO 105-BSO2, DIN EN ISO 10993-5+10. Materialzusammensetzung: ca. 84% PVC-Compound, ca. 16% PES-Gestrick, Gewicht: 740 +/- 50 g/m, Dicke: 1,3 +/- 0,2 mm




Weiß  
(F6471002)



Perle  
(F6471003)




Aschgrau  
(F6471011)




Birke  
(F6471004)




Cappuccino  
(F6471005)




Kaschmir  
(F6471006)




Kastanie  
(F6471007)




Mokka  
(F6471010)



Karob  
(F6471009)




Nougat  
(F6471025)




Rosé  
(F6471026)



Sage  
(F6471024)




Orange  
(F6471022)



Sun  
(F6471023)



Korn  
(F6471013)



### **Kunstleder PANDORIA PLUS (Dezente Optik mit feiner Mikroporenstruktur)**

Antibakteriell nach JIS Z 2801, antimikrobiell, besonders desinfektionsmittelbeständig, besonders schweiß-, urin- und blutbeständig, schwer entflammbar, besonders abriebfest, lichtecht, reiß- und weiterreißfest, langlebig, pflegeleicht und besonders öl- und fettbeständig. MPG DIN ISO 10993-5+10  
Eigenschaften: Gewicht: 800 +/- 50g/qm, Dicke 1,35 +/- 0,2 mm, **Abrieb > 300.000.**

[Skai-Clean-Care](#) | [Skai-Desinfektionsmittelempfehlung](#) | [Kein-Latex-Garantie](#)





### skai® Mano-S Kunstleder

Hochwertig, widerstandsfähig und chic. Die elegante Kalbsledernarbung macht auch im medizinischen Bereich eine gute Figur. Die Oberfläche ist elektrisch leitfähig und ist für alle Bereiche bestens geeignet, in denen die elektrostatische Aufladung vermieden werden muss. Dieses spezielle Bezugsmaterial skai-Mano-S gibt es ausschließlich in schwarz.

#### Eigenschaften:

Material: ca. 90 % PVC-Compound, ca. 10 % BW/PES-Gestrick Gewicht: 650 +/- 50 g/m<sup>2</sup> Materialstärke: 1,1 +/- 0,2 mm, elektrisch leitfähig, langlebig, reißfest, lichtecht, vegan und desinfektionsmittelbeständig

#### Pflegehinweise:

Bitte unbedingt beachten! Mit wenig klarem Wasser oder einer PH-neutralen Seifenlösung und einer weichen Bürste oder einem Microfasertuch reinigen und anschließend mit einem weichen Tuch trocknen. Verschmutzungen durch Öle, Fette und Tinte bitte umgehend entfernen.

Ungeeignet sind unverdünnter Alkohol, unverdünntes Aceton, alle Lösungs- und Reinigungsmittel, Scheuermittel, Perchlorethylen, alle Arten von Wachs und Trichlorethylen. Diese Produkte können die Beschichtung der Bezüge beschädigen und rissig machen.



Schwarz Leitfähig  
(F6461486)

## Ihr Fach-Onlineshop für medizinische Liegen und Geräte



Wir liefern Ihnen durchdachte und zertifizierte medizinische Liegen und Geräte und stehen für einen exzellenten Kundenservice. Nutzen Sie die Vorteile des direkten, einfachen und sicheren Online-Shoppings.

Neuheiten werden unter Einbeziehung von praktizierenden Ärzten und der Konstruktionsabteilung entwickelt. Patente, die angemeldet werden, sind das Ergebnis solch einer Zusammenarbeit.

Dank der Verwendung hochwertiger und teilweise auch exklusiver Werkstoffe weisen die Produkte eine hervorragende Material- und Verarbeitungsqualität auf. Die technische Weiterentwicklung ist ein logischer Weg Richtung Zukunft. Dafür arbeiten wir. Darauf können Sie sich verlassen. Jeden Tag!

Qualitätsmanagement und intensive Kontrollen in unserem Hause geben Ihnen das gute Gefühl, mit Medizina die richtige Entscheidung zu treffen.

Überzeugen Sie sich selbst.  
Sie haben Fragen? Beantworten wir gerne. Immer.

Dipl. Ing. Bernhard Brake  
Geschäftsführung Medizina®



## Sie haben Fragen?

Beantworten wir gerne. Immer.

Medizina GmbH & Co. KG  
Am Stadion 2-4  
D-26871 Papenburg

(Mo.-Fr. 8:30 - 17:00 Uhr)

[0800 001 006 8 \(DE\)](tel:08000010068)

Telefon: [+49 \(0\) 4961 - 990 3 220](tel:+49049619903220)

Telefax: +49 (0) 4961 - 990 3 225

Email: [service@medizina.de](mailto:service@medizina.de)