



Wandklappliege »Valve« klappbar über die Querseite | Serie DFH Modell 126

Die platzsparende Wandklappliege mit verstellbarem Kopfteil und herausklappbaren Fußteil-Beinen. Hergestellt in Deutschland, bietet sie maximale Vielseitigkeit, Stabilität und hygienische Reinigungsmöglichkeiten für Ihre medizinische Einrichtung.

Preis: 1.339,00 €

Regulärer Preis: 1.435,00 € zzgl. MwSt.

Wandklappliege. Kopfteil verstellbar +30°

Entdecken Sie das Modell 126 aus der DFH von Deewert - die platzsparende Wandklappliege mit verstellbarem Kopfteil und herausklappbaren Fußteil-Beinen. Das robuste Untergestell aus lackiertem oder verchromtem Vierkanthrohr sorgt für Stabilität, während die Wand einer geringen Belastung ausgesetzt ist.

Die Wandklappliege kann sowohl im aufgeklappten als auch im geparkten Zustand auf dem hinteren Fußgestell stehen, das sowohl an der Wand als auch am Fußboden fixiert ist und die Tragefunktion übernimmt. Die Montage der Wandklappliege ist standardmäßig für eine stabile Steinwand ausgelegt, während für andere Wandkonstruktionen Sonderhalter benötigt werden, die sich auf dem Boden abstützen. Das Herausklappen der Fußteil-Beine erfolgt manuell und kann durch eine Rändelschraube im ausgeklappten Zustand fixiert werden.

Die zweiteilige Liegefläche von 195 cm bietet Ihnen ein Kopfteil 55 cm und ein Fußteil 140 cm für optimale Patientenpositionierung. Diese hochwertige Wandklappliege ist ein Medizinprodukt "Hergestellt in Deutschland" und erfüllt die Richtlinien (EU)2017/745 (MDR). Mit einer beeindruckenden Belastbarkeit von bis zu 200 kg steht sie für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.

Genießen Sie die Innovation mit hoher Schmutzresistenz und Reinigungsfreundlichkeit. Das Polster inklusive Unterseite ist mit dem Kunstleder Toronto EN von Skai mit revolutionärer Technologie und einer sehr langen Lebensdauer bestehen, bezogen. Sie können mit einer Vielzahl von Desinfektionsmitteln oder alkoholbasierten Lösungen gereinigt und desinfiziert werden. Dank geeigneter Reinigungsmittel lassen sich Verschmutzungen rückstandslos entfernen.

Sichern Sie sich jetzt das Modell 126 - die ideale Wahl für Ihre medizinische Einrichtung, die Funktionalität, Qualität und hygienische Standards perfekt vereint und verbessern Sie damit Ihre Praxisausstattung.



Das Produkt Wandklappliege »Valve« klappbar über die Querseite | Serie DFH Modell 126

Produktinformation:

Grundausrüstung:

- Liegefläche 2-teilig
- Liege lässt sich querseitig über das Kopfteilende nach oben an die Wand klappen
- Dewert-Hygiene-Ausrüstung
- Notwendige Raumhöhe: 242 cm
- Abstand Kopfteilpolster - Wand: 9 cm, seitlicher Überstand der Wandhalterung zur Liegenbreite: je 9 cm
- Lage der Sicherungsglaschen: Höhe: 143 cm
- Gewicht: 34 kg
- Belastbarkeit bei stabiler Steinwand: 200 kg (maximales Patientengewicht)
- Regelmäßige Prüfung mit der 4-fachen maximalen Belastung (800 kg)

Gestell:

- Liegengestell aus 4-kant-Rohr, 30 x 30 x 2 mm
- 2 verzinkte Stahlscharniere als Verbindungselemente zwischen Kopf- und Fußteil
- 2 stabile, parallel angebrachte Sicherheits-Raster zur positiven Kopfteilverstellung
- 2 Wandhalter mit je 1 Sicherungsgurt zur Fixierung der nach oben geklappten Liege
- Hohe Standsicherheit und robuste Gestellkonstruktion, seit vielen Jahren im anspruchsvollen Praxis-Alltag bewährt
- Einfache Hygiene durch offene Bauweise und gute Zugänglichkeit

Funktion:

- Die komplette Liege lässt sich querseitig über das Kopfteilende nach oben an die Wand klappen.
- Im hoch geklapptem Zustand steht die komplette Liege auf dem hinteren Fußgestell. Dieses ist wandseitig fixiert und stützt sich komplett auf dem Fußboden ab. Hierdurch wird eine hohe Stabilität erreicht (geringe Belastung für die Wand).
- Zum Herabklappen wird das vordere Fußpaar vorgeschwenkt und mit einer Verstellerschraube am Rahmen fixiert.
- Die Liege steht im funktionsbereiten Zustand fest auf ihren Füßen.
- Die Montage der Wandklappliege ist standardmäßig für eine stabile Steinwand ausgelegt.

Polsteraufteilung und Verstellung:

- Liegefläche 2-teilig:
- Kopfteil bis 30° positiv verstellbar durch 2 Sicherheits-Zahnrester
- Kopfteillänge: 550 mm
- Fußteil fest
- Fußteillänge: 1.400 mm

Polsteraufbau:

- Polsterteilstärke 80 mm, optional auf Anfrage (mittelweiche Kaltschaumaufgabe +10 mm oder

- Softpolster +20 mm)
- Trägerplatte bestehend aus massivem 18mm-Schichtholz
- 2-lagiger homogener Polyurethan-Schaumstoff (kein Verbundschaum) mit RG 46 und RG 75
- Mit Eckenradius, Polster nahtfrei bezogen
- Dewert-Hygieneausstattung:
 - Scharnierabdeckung aus identischem Bezugsmaterial
 - Polsterunterseite komplett mit Kunstleder bezogen
 - Entlüftungsöffnungen an der Polsterunterseite
 - Einfache Hygiene durch offene Bauweise
 - Optional: Polsterbezugsmaterial Skai Toronto EN mit staynu

Die Fertigung in weiteren Abmessungen und mit Sonderzubehör ist auf Anfrage möglich!

Technische Daten:

Abmessungen

- Länge [cm]: 195, Sondermaß möglich
- Breite [cm]: 65, Sondermaß möglich
- Höhe [cm]: 65, Sondermaß möglich
- Polsterstärken [mm]: 80

Allgemein

- Einsatzbereich: Untersuchung, Ruheraum & Erste-Hilfe-Raum, Kosmetik & Wellness
- Belastbarkeit [kg]: 200, nach IEC 60601 mit 4-facher statischer Last geprüft
- Eigenschaften, Kriterien: Gestell verchromt, Klappbar, tragbar, Sonderanfertigung möglich
- Besonderheiten: min. Raumhöhe bei Serienmaß 242 cm, Hygiene-Ausstattung, kaum Belastung der Wand
- Herstellerportrait: [K.H. Dewert](#)
- Hersteller: Dewert
- Serie: DFH
- Modell: 126
- Versandart: Spedition

Gestell

- Höhenverstellung: Keine
- Gestellform: 4-Bein Vierkantgestell
- Gestellmaterial: Stahl beschichtet, Stahl verchromt

Polster

- Polster Segmente: Kopfteil, Liegefläche
- Polsterbasis: Multiplex-, Schichtholz-, Sperrholz-, Siebdruckplatte
- Polster Position, Lagerung: Liegeposition
- Kopfteilverstellart: manuell (Raster, Klemmstange, etc.)
- Kopfteilverstellwinkel: 0° bis +30°
- Rückenteilverstellart: keine

- Sitz- Beckenteilverstellart: keine
- Beinteilverstellart: keine, manuell (Raster, Klemmstange)
- Fußteilverstellart: keine, manuell (Raster, Klemmstange)
- Schaumstoff: PUR \leq RG 50 - (50 kg/cbm), PUR \geq RG 50 - (>50 kg/cbm)
- Polsterbezug Eigenschaften: phthalatfrei, desinfektionsmittelbeständig, Öko-Tex Standard, biokompatibel, flammhemmend EN 1021 1+2, UV beständig, lichteht, abriebfest, reißfest, ledertypisch, elastisch, angenehm weich, wasserabweisend, blutbeständig, urinbeständig, öl- & fettbeständig, schweißbeständig, pflegeleicht, sehr leicht zu reinigen, vegan, antimikrobiell, antibakteriell oder antimykotisch
- Polsterbezug-Farbauswahl: Alle Farben der Farbkarte & Sonderfarben möglich
- Polsterbezug Abrieb, Martindale: \geq 300.000 Zyklen

Polsterbezüge und Polsterfarben:

NEU: skai® Toronto EN mit staynu Technologie

Hochwertiges skai Polstermaterial mit klassischer Lederprägung. Dank innovativer Finishierung mit der skai staynu Technologie ist das Material hoch fleckunempfindlich und sehr reinigungsfreundlich und schützt die Oberfläche wie nie zuvor. Das Material ist nahezu resistent gegen sämtliche Alltagsverschmutzung und kann mit alkoholbasieren Lösungen (z.B. 70%-Isopropanol) gereinigt werden.


Selbst hartnäckige Flecken von Blut, Schweiß, Körperfett, Urin, Jod/Betaisodona, Kugelschreiben, Permanent-Marker, Lippenstift, Schuhcreme/Lederfarbe, Jeanshosenabfärbungen können auch noch nach vielen Stunden vom Polsterbezug entfernt werden. **Eigenschaften:** Weich und dehnfähig, lichteht (Stufe 6), pflegeleicht, leicht zu reinigen, öl- & fettbeständig, phthalatfrei, desinfektionsmittelbeständig, vegan, nachhaltig, schweiß, urin- & blutbeständig. Erfüllt die europäischen Medizinprodukte-Verordnung (MDR).

DIN EN 1021-1+2, BS 5852 IS-0+1, MVSS302, abriebfest, langlebig, reißfest, DIN EN ISO 5470-2, > 300 000 Martindale, DIN EN ISO 105-BSO2, DIN EN ISO 10993-5+10. Materialzusammensetzung: ca. 84% PVC-Compound, ca. 16% PES-Gestrick, Gewicht: 740 +/- 50 g/m, Dicke: 1,3 +/- 0,2 mm






Kaschmir
(F6471006)




Kastanie
(F6471007)




Mokka
(F6471010)




Karob
(F6471009)




Nougat
(F6471025)



Rosé
(F6471026)



Sage
(F6471024)



Orange
(F6471022)



Sun
(F6471023)




Korn
(F6471013)




Lime
(F6471019)



Olive
(F6471014)



Fire
(F6471020)




Kirsche
(F6471008)



Stone Blue
(F6471001)




Deep Sea
(F64710 17 /18)



Schiefer
(F6471012)



Anthrazit
(F6471015)



Schwarz
(F64710169)

Kunstleder PANDORIA PLUS (Dezente Optik mit feiner Mikroporenstruktur)

Antibakteriell nach JIS Z 2801, antimikrobiell, besonders desinfektionsmittelbeständig, besonders schweiß-, urin- und blutbeständig, schwer entflammbar, besonders abriebfest, lichtecht, reiß- und weiterreißfest, langlebig, pflegeleicht und besonders öl- und fettbeständig. MPG DIN ISO 10993-5+10
Eigenschaften: Gewicht: 800 +/- 50g/qm, Dicke 1,35 +/- 0,2 mm, **Abrieb > 300.000.**

[Skai-Clean-Care](#) | [Skai-Desinfektionsmittelempfehlung](#) | [Kein-Latex-Garantie](#)



skai® Mano-S Kunstleder

Hochwertig, widerstandsfähig und chic. Die elegante Kalbsledernarbung macht auch im medizinischen Bereich eine gute Figur. Die Oberfläche ist elektrisch leitfähig und ist für alle Bereiche bestens geeignet, in denen die elektrostatische Aufladung vermieden werden muss. Dieses spezielle Bezugsmaterial skai-Mano-S gibt es ausschließlich in schwarz.

Eigenschaften:

Material: ca. 90 % PVC-Compound, ca. 10 % BW/PES-Gestrick Gewicht: 650 +/- 50 g/m² Materialstärke: 1,1 +/- 0,2 mm, elektrisch leitfähig, langlebig, reißfest, lichtecht, vegan und desinfektionsmittelbeständig

Pflegehinweise:

Bitte unbedingt beachten! Mit wenig klarem Wasser oder einer PH-neutralen Seifenlösung und einer weichen Bürste oder einem Microfasertuch reinigen und anschließend mit einem weichen Tuch trocknen.

Verschmutzungen durch Öle, Fette und Tinte bitte umgehend entfernen.

Ungeeignet sind unverdünnter Alkohol, unverdünntes Aceton, alle Lösungs- und Reinigungsmittel, Scheuermittel, Perchlorethylen, alle Arten von Wachs und Trichlorethylen. Diese Produkte können die Beschichtung der Bezüge beschädigen und rissig machen.



Schwarz Leitfähig
(F6461486)

Ihr Fach-Onlineshop für medizinische Liegen und Geräte



Wir liefern Ihnen durchdachte und zertifizierte medizinische Liegen und Geräte und stehen für einen exzellenten Kundenservice. Nutzen Sie die Vorteile des direkten, einfachen und sicheren Online-Shoppings.

Neuheiten werden unter Einbeziehung von praktizierenden Ärzten und der Konstruktionsabteilung entwickelt. Patente, die angemeldet werden, sind das Ergebnis solch einer Zusammenarbeit.

Dank der Verwendung hochwertiger und teilweise auch exklusiver Werkstoffe weisen die Produkte eine hervorragende Material- und Verarbeitungsqualität auf. Die technische Weiterentwicklung ist ein logischer Weg Richtung Zukunft. Dafür arbeiten wir. Darauf können Sie sich verlassen. Jeden Tag!

Qualitätsmanagement und intensive Kontrollen in unserem Hause geben Ihnen das gute Gefühl, mit Medizina die richtige Entscheidung zu treffen.

Überzeugen Sie sich selbst.
Sie haben Fragen? Beantworten wir gerne. Immer.

Dipl. Ing. Bernhard Brake
Geschäftsführung Medizina®



Sie haben Fragen?

Beantworten wir gerne. Immer.

Medizina GmbH & Co. KG
Am Stadion 2-4
D-26871 Papenburg

(Mo.-Fr. 8:30 - 17:00 Uhr)

[0800 001 006 8 \(DE\)](tel:08000010068)

Telefon: [+49 \(0\) 4961 - 990 3 220](tel:+49049619903220)

Telefax: +49 (0) 4961 - 990 3 225

Email: service@medizina.de